



Termoreattore ECO 6 per Analisi COD



Descrizione

Il termoreattore ECO 6 è la soluzione ideale per l'analisi contemporanea del COD di 6 campioni da 200 ml ciascuno (secondo la metodica IRSA - CNR n°5130) e per digestioni in via umida di campioni per la determinazione di elementi metallici e non metallici in materiali organici ed inorganici (metalli, leghe, mangimi, terreni, sedimenti, tessuti, ecc.).

E' possibile programmare il tempo di reazione da 1 a 199 minuti o infinito ed effettuare la programmazione elettronica della temperatura fino a 200 °C, con elevata precisione e ripetibilità.

Attraverso il display digitale, che permette la visualizzazione della temperatura raggiunta e del tempo rimanente di reazione, è possibile monitorare costantemente l'andamento dell'analisi.

Sono disponibili adattatori dedicati che rendono ECO 6 uno strumento flessibile e versatile: adattatore a 1 posto per provette Ø 22 mm o adattatore a 3 posti per provette Ø 16 mm che consentono rispettivamente 6 e 18 analisi in contemporanea.

Dati Tecnici

Struttura	Metallica con verniciatura epossidica
Numero posizioni:	6 posizioni (Ø 42 mm)
Raggiungimento temperatura:	visualizzazione a display
Conto alla rovescia:	visualizzazione a display
Fine ciclo:	segnalazione acustica e spegnimento automatico
Potenza	700 W
Peso	5.6 Kg
Dimensioni (L x H x P)	198x132x319mm
PRESTAZIONI	
Temperatura impostabile:	da ambiente a 200 °C, risoluzione 1 °C
Tempo impostabile:	da 0 a 199 minuti o in continuo
BLOCCO RISCALDANTE	
Stabilità temperatura:	± 0.5 °C
Omogeneità temperatura:	± 0.5 °C
Precisione temperatura:	± 1 °C
Sicurezza di sovratemperatura	
SEGNALI	
Raggiungimento temperatura:	segnalazione visiva
Conto alla rovescia:	segnalazione visiva
Fine ciclo:	segnalazione acustica e visiva
Sonda interrotta:	segnalazione acustica e visiva
Sonda in corto:	segnalazione acustica e visiva
Fuori ambito di temperatura:	segnalazione acustica e visiva

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
ECO 6	230 V / 50-60 Hz	F10100120
ECO 6	115 V / 50-60 Hz	F10110120

Accessori

				
<p>A00000145 Provettoni in vetro per COD Ø 42x200 mm, 200 ml con cono NS 29/32, confezione da 3 pezzi</p>	<p>A00001041 Canna refrigerante ad aria con cono smerigliato</p>	<p>A00001045 Campanella antischizzo</p>	<p>A00001042 Guaina in teflon per coni 29/32</p>	<p>A00001043 Supporto per 6 provettoni Ø 42 mm in acciaio inox per estrazione simultanea dei provettoni</p>
				
	<p>A00001044 Riduttore con 3 fori Ø 16 mm</p>	<p>A00001046 Riduttore con 1 foro Ø 22 mm</p>		