




1 2 3 4 LLG-Etichette di pericolo GHS, auto-adesive, rotolo in scatola dispensatrice

Scatola dispensatrice da 250 etichette. Queste etichette sono prodotte usando un film in PE da 100µ estremamente resistente. Grazie al loro speciale rivestimento superficiale sono resistenti a molti solventi ed eccellenti per uso interno o esterno. Il forte adesivo, anche se permanente, può essere rimosso da contenitori in vetro senza lasciare nessuna traccia.
Scritte in tre lingue: Tedesco, Inglese, Francese.
Disponibili in due misure.


Tipo	Descrizione	Simbolo	Dimensioni mm	Pz./Cf.	Codice
GHS 01	allarme	bomba che esplode	26 x 37	250	9.105 700
GHS 01	pericolo	bomba che esplode	26 x 37	250	9.105 701
GHS 02	allarme	fiamma	26 x 37	250	9.105 702
GHS 02	pericolo	fiamma	26 x 37	250	9.105 703
GHS 03	attenzione	fiamma su cerchio	26 x 37	250	9.105 704
GHS 03	pericolo	fiamma su cerchio	26 x 37	250	9.105 705
GHS 04	attenzione	bombole di gas	26 x 37	250	9.105 706
GHS 05	attenzione	corrosivo	26 x 37	250	9.105 707
GHS 05	pericolo	corrosivo	26 x 37	250	9.105 708
GHS 06	pericolo	teschio ed ossa incrociate	26 x 37	250	9.105 709
GHS 07	attenzione	punto esclamativo	26 x 37	250	9.105 710
GHS 08	attenzione	pericolo per la salute	26 x 37	250	9.105 711
GHS 08	pericolo	pericolo per la salute	26 x 37	250	9.105 712
GHS 09	attenzione	ambiente	26 x 37	250	9.105 713
GHS 01	attenzione	bomba che esplode	37 x 52	250	9.105 720
GHS 01	pericolo	bomba che esplode	37 x 52	250	9.105 721
GHS 02	attenzione	fiamma	37 x 52	250	9.105 722
GHS 02	pericolo	fiamma	37 x 52	250	9.105 723
GHS 03	attenzione	fiamma su cerchio	37 x 52	250	9.105 724
GHS 03	pericolo	fiamma su cerchio	37 x 52	250	9.105 725
GHS 04	attenzione	bombola di gas	37 x 52	250	9.105 726
GHS 05	attenzione	corrosivo	37 x 52	250	9.105 727
GHS 05	pericolo	corrosivo	37 x 52	250	9.105 728
GHS 06	pericolo	teschio e ossa incrociate	37 x 52	250	9.105 729
GHS 07	attenzione	punto esclamativo	37 x 52	250	9.105 730
GHS 08	attenzione	pericolo per la salute	37 x 52	250	9.105 731
GHS 08	pericolo	pericolo per la salute	37 x 52	250	9.105 732
GHS 09	attenzione	ambiente	37 x 52	250	9.105 733



5 LLG-Etichetta con simbolo "biohazard" NEW!

Ø 9,5mm. Autoadesiva. Stampa protetta. Per l'etichettatura di microprovette da 0,5 a 2,0 ml contenenti sostanze potenzialmente pericolose. Le etichette hanno un'eccellente resistenza al calore, resistenza chimica e resistenza agli UV, oltre che un'ottima adesione ai vari materiali, anche su superfici ruvide o non polari come sulla plastica con bassa energia superficiale. Il materiale è certificato UL. (file MH26760).
1000 etichette per rotolo, in scatola dispensatrice.

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Simbolo "biohazard"	1000	9.105 740



6 Etichette di pericolo e di divieto Mini

Pellicola autoadesiva.

Tipo	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
Foglio di raccolta Minisimboli (Segnali di pericolo II)	20	20	9.105 377



7 Etichette di divieto

Pellicola autoadesiva in vinile.

Tipo	Ø mm	Pz./Cf.	Codice
Vietato mangiare e bere	200	1	9.105 451
Vietato mangiare e bere	100	1	9.105 450
Vietato fumare	100	1	9.105 452
Vietato fumare	200	1	9.105 453
Foglio di raccolta Minisimboli	20	20	9.105 380

2. Antinfortunistica/Sicurezza

Identificazione di pericolo/Cartelli di pericolo

1 Segnali di obbligo

Auto adesivi.

Tipo	Descrizione	Ø mm	Pz./Cf.	Codice
M01	Usare occhiali protettivi	50	1	9.105 400
M01	Usare occhiali protettivi	100	1	9.105 401
M01	Usare occhiali protettivi	200	1	9.105 402
M24	Usare leggere protezioni per le vie respiratorie	100	1	9.105 417
M24	Usare leggere protezioni per le vie respiratorie	200	1	9.105 418
M03	Indossare protezione per le orecchie	100	1	9.105 404
M03	Indossare protezione per le orecchie	200	1	9.105 405
M02	Indossare elmetto protettivo	200	1	9.105 406
M06	Indossare guanti protettivi	50	1	9.105 407
M06	Indossare guanti protettivi	100	1	9.105 408
M06	Indossare guanti protettivi	200	1	9.105 409
M05	Indossare scarpe protettive	200	1	9.105 410
M07	Indossare scarpe protettive	100	1	9.105 411
M07	Indossare scarpe protettive	200	1	9.105 412
M04	Usare maschera di protezione delle vie respiratorie	100	1	6.239 788
M04	Usare maschera di protezione delle vie respiratorie	200	1	9.105 403
M31	Consentito fumare	200	1	9.105 414
M46	Usare protezione per i capelli	100	1	9.105 415
M46	Usare protezione per i capelli	200	1	9.105 416
M22	Lavarsi le mani	200	1	9.105 419
M08	Indossare visiera protettiva	200	1	9.105 413



Segnali di obbligo, Minisimboli

Auto adesivi.

Descrizione	Ø mm	Pz./Cf.	Codice
Foglio di raccolta Minisimboli (foglio I)	20	20	9.105 378 ²
Foglio di raccolta Minisimboli (foglio II)	20	20	9.105 379 ³



9.105 378



9.105 379

4 Segnali per punti di emergenza, Minisimboli

Pellicola autoadesiva in vinile.

Tipo	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
Foglio di raccolta Minisimboli (Primo Soccorso)	12	30	9.105 376

