



1 Scatola di primo soccorso Office

Piccola scatola di pronto soccorso in plastica di alta qualità con cerniere e clip di bloccaggio del coperchio. Bianca con lettere stampate. Completa di vassoio inserito per una migliore visibilità del contenuto. Con supporto a muro. Contenuto secondo DIN DIN 13157.

Tipo	Largh. mm	Prof. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
Office	260	80	160	1	9.264 172

Valigette di pronto soccorso QUICK-CD/MT-CD

Plastica ABS rinforzata, alta resistenza agli urti e al calore. Valigetta con due gusci e guarnizione in gomma, angoli e bordi arrotondati. Con sigillo di chiusura. Chiusure a rotazione, maniglia robusta. Supporto per eventuale installazione a parete con dispositivo per blocco 90°. Suddivisione variabile mediante ripiani, coperture trasparenti. Colore arancio. Scritte serigrafate in tedesco ed icone colorate. (Confezione di ricarica: 6.264 229 per QUICK-CD, Confezione di ricarica 6.264 242 per MT-CD).

Tipo	DIN	Largh. mm	Prof. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
QUICK-CD completa	13157	260	110	170	1	9.264 160 2
MT-CD completa	13169	400	150	300	1	9.264 164 3



9.264 160



9.264 164

4 5 Armadietto di pronto soccorso HEIDELBERG

Contiene una dotazione di prodotti secondo DIN 13157. Lamiera d'acciaio con spessore 0,7 mm. Verniciatura elettrostatica a polvere, bianca. Una porta, con guarnizione. Lucchetto di sicurezza con due chiavi. Angoli e bordi arrotondati. Dotata di supporto per installazione a parete. Ampi scomparti interni con un ripiano regolabile in altezza. Etichette scritte in tedesco.

Largh. mm	Prof. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
302	140	362	1	9.264 170



1 2 Armadietto di pronto soccorso ROM

Contiene una dotazione di prodotti secondo DIN 13169. Lamiera d'acciaio, spessore 0,7 mm. Verniciatura elettrostatica a polvere. Bianco. Due porte con guarnizione di tenuta. Chiudibile con lucchetto di sicurezza e due chiavi. Telaio in un unico pezzo. Angoli e bordi arrotondati. Supporto per installazione a parete. Grandi scomparti all'interno, due fondi, ripiani regolabili. Due cassetti. Porte con tre ripiani. Scritte serigrafate in tedesco ed icone colorate.

Largh. mm	Prof. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
404	170	462	1	9.264 171



Ricariche per valigette di primo soccorso

Prodotti di primo soccorso di altà qualità.

Descrizione	Per	Pz./Cf.	Codice
Set ricarica aggiornata secondo norme DIN 13157	Office, Heidelberg, QUICK-CD	1	6.239 227 3
Set ricarica aggiornata secondo norme DIN 13169	Rom, MT-CD	1	6.239 228
Ricarica di alta classe conforme DIN 13157	QUICK-CD, Heidelberg	1	6.239 229 4
Ricarica di alta classe conforme DIN 13169	MT-CD, Rom	1	6.239 242
Ricarica standard secondo DIN 13157	Office, Heidelberg, QUICK-CD	1	9.264 174 5
Ricarica standard conforme DIN 13169	Rom, MT-CD	1	9.264 175 6



6.239 227



6.239 229



9.264 174



9.264 175

7 Valigetta di pronto soccorso Laboratorio & Chimica

Contiene una dotazione di prodotti secondo DIN 13157 oltre ad un equipaggiamento supplementare riferito al rischio del settore laboratorio & chimica. Armadietto per primo soccorso per l'industria chimica, tutti i laboratori di aziende mediche, tecniche e chimiche.

Plastica ABS. Colore arancio. Con supporto per installazione a parete, maniglia per trasporto, provvista di sigillo di chiusura. Con scritta serigrafata e icone colorate.

Dimensioni (L x A x P): 400 x 300 x 150 mm.

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Laboratorio & Chimica	1	9.264 163





1 Rotolo di cotone idrofilo

NEW!

Alan & Co S.A.

- 100% Cotone
 - Cotone bianco - non contenente cloro
 - Secondo la European Pharmacopoeia & Ecotex 100 Certificate
 - Larghezza - Max 25cm, lunghezza ± 7 m
- Per l'assorbimento del rotolo di cotone:
- Altamente assorbente
 - Tenacità in acqua: circa 23 ml/g di cotone


Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Rotolo di cotone 500g, assorbente	1	9.413 155
Rotolo di cotone 500g , non assorbente	1	9.413 156



2 Cotone idrofilo

Secondo le prescrizioni della Farmacopea Tedesca.
100% viscosa.
Cotone idrofilo per uso medico domestico ed igiene generale.

Tipo	Capacità g	Pz./Cf.	Codice
Cotone idrofilo	100	1	9.413 152

 Carta per protezione superfici - vedere pagina 178



3 Applicatore di cotone, non sterile

- Conforme a EN ISO 13485
- Per campionatura in laboratorio
- Con codice farmaceutico (PZN 7469036)

Materiale	Spessore mm	Lungh. mm	Testata	Pz./Cf.	Codice
Legno	2,2	150	Ø da 4 a 5,5 mm	100	9.413 160



4 Applicatore di cotone, sterile

- In accordo con EN ISO 13845 e conforme a 93/42/EWG, allegato V per prodotti medicali.
- Sterilizzato con gas ETO
- Imballo singolo in Peel-Pack
- Con codice farmaceutico (PZN 1407459)

Materiale	Spessore mm	Lungh. mm	Testata	Pz./Cf.	Codice
Legno	2,2	150	Ø da 4 a 5,5 mm	100	9.413 161



5 Kit cerotti multiuso

La zona delle mani e delle dita è quella maggiormente esposta a ferite. Di solito, negli armadietti di primo soccorso delle aziende, il numero dei cerotti è limitato. Per questo si è voluto creare un kit aggiuntivo di cerotti che contiene 116 cerotti di qualità, di diverse forme e dimensioni.

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Kit cerotti multiuso	1	9.264 165

Dispensatore per cerotti aluderm®-aluplast.

- prodotto in ABS altamente elastico
 - formati 160 x 122 x 57 mm
 - con supporto a parete
 - riempito con cinque varietà di cerotti aluderm®-aluplast vaporizzati con alluminio. Formati: 30 strisce 72 x 25 mm, 30 strisce 72 x 19 mm, 25 cerotti per dita, 20 cerotti per medicazione, 20 cerotti 120 x 20 mm per dita e 10 cerotti comuni.
- Ogni varietà è posizionata indipendentemente nel proprio scomparto e consente una chiara scelta del prodotto da parte dell'utente.

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Contenitore di cerotti aluderm®-aluplast, riempito con 115 cerotti	1	9.264 146 1
Confezione di ricambio completa per aluderm®-aluplast, con 115 cerotti	1	9.264 147 2



9.264 146



9.264 147

QuickFix dispensatore di Cerotti

Tira e avrai immediatamente un cerotto pronto per l'uso! Ogni cerotto è confezionato singolarmente. Questo a garanzia di una sicura igiene. Pronto all'uso in ambienti di lavoro critici. Il cerotto è in PE, materiale protettivo e a basso rischio allergie, che permette alla pelle di respirare ed è particolarmente adatto per ambienti umidi.

Il dispensatore QuickFix misura solo 23 cm di larghezza e 13.5 cm di altezza. Contiene ben 90 cerotti plastici a dispetto delle sue modeste dimensioni, così può essere installato dovunque ci sia necessità.

Il riempimento del dispensatore è possibile anche con altri tipi di cerotti di diverse dimensioni QuickFix.

B-SAFETY

QuickFix Elastic Long Refill, 30 tipi di cerotti elastici per le dita, conformi ai movimenti della pelle e per questo molto confortevole da indossare. I cerotti permettono alla pelle di respirare.

- Dimensioni 120x20mm
- Risolve la maggior parte degli incidenti in modo veloce, semplice ed igienico.



9.733 808

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Dispensatore di cerotti QuickFix, completo di due ricariche di cerotti resistenti all'acqua	1	9.733 808 3
Ricarica di cerotti in plastica QuickFix, resistenti all'acqua, contenente 45 cerotti	1	9.733 809
QuickFix medicazione per 30 dita	1	9.733 825 4



9.733 825

1


1 Coperta in fibra di vetro per spegnere una fiamma

NEW!

Per estinguere le fiamme e coprire le persone aggredite dal fuoco. Con tasche. Senza amianto.

Jutec GmbH

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Coperta in fibra di vetro per spegnere una fiamma	1	9.006 902

2


2 Contenitore per coperta antincendio, fibra di vetro

NEW!

Contenitore per coperta antincendio realizzato in acciaio zincato saldato, per essere aperto sottosopra. La coperta è rimovibile. Il coperchio è fissato con cerniera, dipinto con RAL 3000 verniciatura a polvere rossa, con stampato in bianco "coperta antincendio/Löschdecke"

Jutec GmbH

- Apertura sottosopra
- Senza materiale di fissaggio
- Senza coperta antincendio
- Dimensioni (L x P x H): 200 x 300 x 240 mm

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
Contenitore per coperta antincendio, in fibra di vetro	1	9.006 903

3


3 Estintore a polvere

Classi di incendio ABC. Contenitore con propellente CO₂ interno.

Tubo erogatore ad alta pressione orientabile. Staffa per fissaggio a muro. Un anno di garanzia, collaudato ed omologato.

Tipo	Descrizione	Riempimento	Pz./Cf.	Codice
PL1J	Mini polvere assorbente	1kg	1	9.006 910
PS2J 13	Mini polvere assorbente	2kg	1	9.006 911
P6J	Potenza estintore	6kg	1	9.006 907

