



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## Lavavetriere Serie GW3060





## SCHEDA TECNICA



<b>CARATTERISTICHE TECNICHE GW3060</b>	Tutte le versioni
Controllo elettronico	3 microprocessori +1 (scheda di comunicazione opzionale)
Programmi standard memorizzati	20
Programmi impostabili	10 (espandibili fino a 50)
Display grafico LCD retroilluminato	128 x 64 pixel
Orologio e datario	si
Fasi riprogrammabili	10
Parametri fase	tipo acqua, quantità detergenti, temperatura obiettivo, tempo estensione in minuti
Temperatura interno vasca	da ambiente a 95° C
Precisione	0,1°C
Sensori di temperatura in vasca	PT 1000 CLASSE B IEC 60751
Sensore di livello detergente	opzionale
Pompe dosatrici	4 max
Dosatore detersivo in polvere	opzionale
Serratura di sicurezza	si, con sblocco elettromagnetico
Sicurezze	termostati di sicurezza, blocco porta
Indicazioni d'allarme	80
Menù ricerca guasti	si
Modifica programmi	si (tramite password)
Password	4 livelli
Lingue	italiano, inglese, francese, tedesco, russo ed altre lingue a richiesta
<b>FUNZIONI AUSILIARIE</b>	
Condotto per introduzione sonde esterne	opzionale
Tracciabilità	memorizzazione dei dati degli ultimi 100 programmi eseguiti
Comando per elettrovalvola di separazione dello scarico	opzionale
Porta seriale RS232 per collegamento PC	si
Porta seriale RS232 per stampante	si
Archiviazione cicli	si, formato WD-TRACE®/Excel
Download archivio cicli	si, formato WD-TRACE®
<b>ALIMENTAZIONE IDRICA (PRESSIONE 1,5-5 BAR)</b>	
Alimentazione acqua rete fredda	si, durezza max 42° F
Alimentazione acqua demineralizzata	si, <20µS/cm
Pompa booster per acqua demineralizzata	opzionale
Addolcitore incorporato	si
Pompa ricircolo	400 l/min
<b>RISCALDAMENTO ACQUA</b>	
Elettrico	6,3 kW max
Preriscaldamento acqua tramite boiler	opzionale
<b>CONDENSATORE DI VAPORE</b>	
opzionale	
<b>DIMENSIONI LxPxH mm</b>	
Esterna (con top da incasso)	600x640x850 (830)
Interna	520x515x545
Peso netto (Kg)	120
<b>ACCIAIO INOX</b>	
Vasca lavaggio	AISI 316L
Rivestimento esterno	AISI 304
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Tensione/potenza max	1/N/PE 230V - 50Hz 2,8 kW 3/N/PE 400V - 50Hz 7,0 kW
<b>RUMOROSITÀ</b>	
max 50 dB	