



**PROMOZIONE
VALIDA
FINO AL
30/06/2018
O FINO A
ESAURIMENTO
SCORTE**

PH-METRO / IONOMETRO MODELLO pH 845



Funzioni:

- Interfaccia USB
- Data Logger (memorizzazione fino a 4000 voci: data, ora, valore misurato principale, valore misurato secondario, temperatura misurata) con intervallo regolabile
- Protezione con password
- Lingua utente selezionabile
- Tempo di spegnimento configurabile
- Corpo in alluminio resistente
- Display LCD grafico retroilluminato

Caratteristiche tecniche:

- Campo di misura pH: 0 - 14
- Risoluzione: 0,01
- Accuratezza: $\pm 0,01$ (± 2 al punto di calibrazione)
- Campo di misura mV: -1999 ... 1999 mV
- Risoluzione: 1 mV
- Accuratezza: $\pm 0,3$ Mv
- Campo di misura ISE: 0 ... 30000 ppm
- Campo di misura temp: da -10 ... 100 ° C
- Risoluzione: 0.1 ° C
- Accuratezza: ± 0.1 ° C

Elettrodo **BL19pH**: Corpo in Vetro, Elettrolita liquido, cavo da 1m con attacco BNC.
Range di temperatura: -5 ... +100 ° C Sensore PT1000 incluso.

Modello	Codice	Descrizione	Listino	Promozione
Lab845	285206470	Solo strumento con Stativo	615 €	470 €
Lab845	285206810	Completo di elettrodo BL19pH stativo e N°6 soluzioni di calibrazione	780 €	620 €



CONDUTTIMETRO S.I. ANALYTICS MODELLO LAB 945

Funzioni:

- Interfaccia USB
- Data Logger (memorizzazione fino a 4000 voci: data, ora, valore misurato principale, valore misurato secondario, temperatura misurata) con intervallo regolabile
- Protezione con password
- Lingua utente selezionabile
- Tempo di spegnimento configurabile
- Alloggiamento in alluminio resistente
- Display LCD grafico retroilluminato



Caratteristiche tecniche:

Conducibilità:

- Campo di misura: 0 μ S/cm ... 500 mS/cm

TDS:

- Campo di misura: 0 mg/l ... 500 g/l

Temperatura:

- Campo di misura: da -10 a 100 ° C / Risoluzione: 0,1 ° C / Precisione: $\pm 0,1$ ° C

Cella **LF435T**: Corpo in plastica; cavo da 3 m; Lunghezza 120 mm; Diametro 15.3; Sensore in Graphite; Costante di cella 0.33; Range di temperatura: - 5 ... + 80; Campo di misura: 1uS/cm ... 500 mS/cm

Modello	Codice	Descrizione	Listino	Promozione
Lab945	285206840	Set completo di cella a 4 poli LF435T stativo e standard di calibrazione	865 €	690 €