



tecnolab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.

**PROMOZIONE
VALIDA
FINO AL
20/12/2018**

OMOGENEIZZATORE OV-5



L'omogeneizzatore OV5 è costituito da un design ergonomico in grado di facilitare la maneggevolezza e rendere sicura e confortevole l'operatività dello strumento stesso.

OV5 è dotato di un motore con controllo elettronico incorporato e offre la possibilità di regolare la velocità in modo accurato fino a **3000 rpm**.

L'avviamento progressivo previene fuoriuscite di campione, mentre un dispositivo automatico di protezione da sovraccarico aumenta la durata del motore stesso.

L'omogeneizzatore OV5 è dotato di un unico modello di asta utilizzabile per tutte le applicazioni e configurabile con diversi modelli di rotori e statori.

L'asta, grazie alla sua costituzione in acciaio inossidabile 316L ed alle speciali guarnizioni in PTFE, garantisce un'elevata resistenza e durata nel tempo.

E' facilmente collegabile al motore grazie ad un aggancio ad incastro, mentre l'assemblaggio ed il disassemblaggio del sistema rotore/statore possono essere realizzati in pochi secondi e senza necessità di alcun dispositivo.

La vasta gamma di rotori/statori disponibili assicura la soluzione più adatta alle diverse applicazioni di utilizzo.

Nel pacchetto sono compresi:

R20900010 **Omogeneizzatore OV5** 230 V/50Hz

A00000045 **Stativo completo di asta, morsetto e pinza a nastro**

A00000026 **Utensile di dispersione VSS2CSR2**



**A00000026
VSS2CSR2**

Codice	Descrizione	Listino	Promozione
SA20900010	Pacchetto OV5 completo	1374,00 Euro	SCONTO 20% 1099 Euro

VUOI SAPERNE DI PIU'? Visita www.strumentidalaboratorio.com

CONTATTACI a commerciale@tecnolab.bs.it