

1

1 LLG-Crogiolo, porcellana, forma bassa, DIN 12904

Smaltato. Conforme DIN 12904.

Capacità ml	Ø est. mm	Altezza mm	Forma	Pz./Cf.	Codice
5	30	19	Forma bassa	1	9.250 900
10	35	22	Forma bassa	1	9.250 901
17	40	25	Forma bassa	1	9.250 902
21	45	28	Forma bassa	1	9.250 903
34	50	32	Forma bassa	1	9.250 904
63	60	38	Forma bassa	1	9.250 905
91	70	44	Forma bassa	1	9.250 906

2

2 LLG-Crogiolo, porcellana, forma media, DIN 12904

Smaltato. Conforme DIN 12904.

Capacità ml	Ø est. mm	Altezza mm	Forma	Pz./Cf.	Codice
10*	30	25	Forma media	1	9.250 907
12	35	28	Forma media	1	9.250 910
20	40	32	Forma media	1	9.250 911
30	45	36	Forma media	1	9.250 912
45	50	40	Forma media	1	9.250 913
80	60	48	Forma media	1	9.250 914
120	70	56	Forma media	1	9.250 915
200*	80	62	Forma media	1	9.250 916

* Non a norma DIN

3

3 LLG-Crogiolo, porcellana, forma alta, DIN 12904

Smaltato. Conforme DIN 12904.

Capacità ml	Ø est. mm	Altezza mm	Forma	Pz./Cf.	Codice
15	30	38	Forma alta	1	9.250 920
26	35	44	Forma alta	1	9.250 921
35	40	50	Forma alta	1	9.250 922
50	45	56	Forma alta	1	9.250 923
72	50	62	Forma alta	1	9.250 924
130	60	75	Forma alta	1	9.250 925

4

4 LLG-Crogioli filtranti, porcellana con fondo poroso

DIN 12909. Smaltato.

Capacità ml	Ø est. mm	Altezza mm	Porosità µm	Pz./Cf.	Codice
8	25	28	6	1	9.052 080
8	25	28	7	1	9.052 081
8	25	28	8	1	9.052 082
15	30	35	6	1	9.052 083
15	30	35	7	1	9.052 084
15	30	35	8	1	9.052 085
25	35	40	6	1	6.233 176
25	35	40	7	1	6.233 748
25	35	40	8	1	9.052 086
35	40	43	6	1	9.052 087
35	40	43	7	1	9.052 088
35	40	43	8	1	9.052 089
50	45	50	6	1	9.052 090
50	45	50	7	1	9.052 091
50	45	50	8	1	9.052 092

NEW!
5

5 LLG-Coperchi per crogioli in porcellana, DIN 12904

Smaltato.

Ø mm	Ø mm	DIN	Pz./Cf.	Codice
34	30	12904	1	9.250 930
39	35	12904	1	9.250 931
44	40	12904	1	9.250 932
49	45	12904	1	9.250 933
54	50	12904	1	9.250 934
64	60	12904	1	9.250 935
74	70	12904	1	9.250 936
84	80	12904	1	9.250 937

1 CROGIOLO PORCELLANA forma BASSA

Smaltato. Senza coperchio. Conforme ai requisiti DIN 12904.

Haldenwanger

Capacità	Ø est.	Altezza	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm		
8	30	19	1	9.250 030
11	35	22	1	9.250 035
20	40	25	1	9.250 040
25	45	28	1	9.250 045
40*	50	32	1	9.250 050
65	60	38	1	9.250 060
95	70	47	1	9.250 070

* Crogiolo Conradson conforme a ASTM D 189-65



2 CROGIOLO PORCELLANA forma MEDIA

Smaltato. Senza coperchio. Conforme ai requisiti DIN 12904.

Haldenwanger

Capacità	Ø est.	Altezza	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm		
10*	30	25	1	9.250 130
13	35	28	1	9.250 135
20	40	32	1	9.250 140
38	45	36	1	9.250 145
49	50	40	1	9.250 150
90	60	50	1	9.250 160
150	70	60	1	9.250 170
230*	82	65	1	9.250 180

* Non conforme alla norma DIN.



3 CROGIOLO PORCELLANA forma ALTA

Smaltato. Conforme ai requisiti DIN 12904. Senza coperchio.

Haldenwanger

Capacità	Ø superiore	Altezza	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm		
11	26	33	1	9.250 225
15	30	38	1	9.250 230
24	35	44	1	9.250 235
40	40	50	1	9.250 240
50	46	58	1	9.250 245
85	50	65	1	9.250 250
140	60	79	1	9.250 260



4 Coperchi per crogioli in porcellana, DIN 12904

Haldenwanger

Ø	Ø	Pz./Cf.	Codice
mm	mm		
28	20	1	6.005 993
32	26	1	9.250 306
35	30	1	9.250 308
43	40	1	9.250 310
46	46	1	9.250 313
52	52	1	9.250 314
60	63	1	9.250 316
75	70	1	9.250 319
87	82	1	9.250 327



5 Crogioli, ALSINT, forma larga

Forma conica larga. Per uso fino a circa 1700°C.
Contenuto in Al₂O₃: 99,7 %.

Haldenwanger

Capacità	Ø superiore	Ø base	Altezza	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm	mm		
10	30	14	24	1	9.250 389
25	41	18	37	1	9.250 390
40	48	20	41	1	9.250 391
60	54	24	50	1	9.250 392
80	60	26	50	1	9.250 393
100	66	30	56	1	9.250 394





1 Crogioli, ALSINT, forma alta

Forma alta. Conici. Per temperatura max. 1700°C.
Al₂O₃-lega al 99,7 %.

Haldenwanger

Capacità	Ø superiore	Ø base	Altezza	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm	mm		
10	25	15	30	1	9.250 399
15	30	18	38	1	9.250 400
20	33	18	40	1	9.250 401
30	38	21	47	1	9.250 402
45	42	25	54	1	9.250 403
80	50	27	65	1	9.250 404
150	62	32	75	1	9.250 405
250	73	35	90	1	9.250 406
350	85	35	100	1	9.250 407



2 Coperchi per crogioli ALSINT

Haldenwanger

Ø	Ø	Pz./Cf.	Codice
mm	mm		
25	28	1	6.241 895
30	32	1	6.801 239
35	35	1	7.602 538
40	43	1	6.304 147
45	46	1	6.900 118
50	52	1	6.236 618
63	60	1	7.620 719
70	68	1	6.231 115



3 Crogiolo in Quarzo forma MEDIA

In silice trasparente (vetro di Quarzo). Forma media

proQuarz GmbH

Capacità	Ø est.	Altezza	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm		
20	40	32	1	9.250 340
49	50	40	1	9.250 350
90	60	48	1	9.250 351



4 LLG-Capsule per incenerimento in porcellana

NEW!

Descrizione	Capacità	Ø est.	Altezza	Pz./Cf.	Codice
	ml	mm	mm		
forma profonda, senza becco	21	40	20	1	6.237 126
forma profonda, con becco	64	60	30	1	6.241 972
forma profonda, senza becco	64	60	30	1	6.242 424
forma bassa, senza becco	70	81	20	1	7.654 046
forma profonda, senza becco	103	70	35	1	7.654 045



5 Capsule per incenerimento, porcellana, fondo piatto

Senza becco. Smaltate ad eccezione della base esterna.

Haldenwanger

Capacità	Ø est.	Altezza	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm		
8	37	10	1	9.115 036
10	42	11	1	9.115 041
15	47	12	1	9.115 045



6 Capsule per incenerimento, porcellana, forma cilindrica

Senza becco. Profonde. Smaltate ad eccezione della base esterna.

Haldenwanger

Capacità	Ø est.	Altezza	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm		
15	40	20	1	9.115 140
30	50	25	1	9.115 150
60	60	30	1	9.115 160

1 Capsule di incenerimento, porcellana, rettangolari

Forma rettangolare. A pareti svasate. Smaltate, ad eccezione della base esterna.

Haldenwanger

Capacità ml	Lungh. mm	Prof. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
10	48	25	10	1	9.115 245
20	70	45	12	1	9.115 265
55	95	55	15	1	9.115 295



2 LLG-Navicelle per calcinazione, porcellana, con asola

NEW!

Non smaltate.

Lungh. mm	Largh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
105	14	9	1	9.250 941
85	13	8	1	9.250 942
75	13	8	1	9.250 940
90	13	8	1	6.243 229
40	12	10	1	9.250 943



3 Navicelle per calcinazione, porcellana, con asola

In porcellana smaltata. Con asola.

Haldenwanger

Lungh. mm	Largh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
85	13	8	1	9.201 590
102	13	10	1	9.201 596



4 Vaschetta in Magnesio

Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
9	100	100	9.152 109



5 Bacchetta in Magnesio

Per reazioni alla fiamma.

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Bacchetta in Magnesio	100	9.152 125



6 Piastra in vetro per test fiamma

Vetro in blu cobalto.

Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
50	50	1	9.140 205
100	100	1	9.140 210



7 Tubo per combustione, in porcellana dura

Opaco, in porcellana dura.
Per determinazioni di Carbonio e Zolfo.

Haldenwanger

Ø est. mm	Ø int. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
22	17	600	1	9.173 176





1 Crogioli, Nichel

99.6% nichel.
Spessore pareti 1 mm.

Bochem

I coperchi sono da ordinare a parte.

Capacità	Ø est. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
15 ml	30	30	1	9.250 630
25 ml	35	35	1	9.250 635
30 ml	40	40	1	9.250 640
70 ml	50	50	1	9.250 650



2 Coperchi per crogioli, Nichel

Bochem

Per Crogiolo	Ø est. mm	Pz./Cf.	Codice
15 ml	30	1	9.250 660
25 ml	35	1	9.250 665
30 ml	40	1	9.250 670
70 ml	50	1	9.250 680

➔ Nota: Crogioli in Platino disponibili a richiesta.



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica