

1 LLG-Mortai, interno ruvido

DIN 12906

Capacità	Altezza	Ø est.	DIN	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm			
25	32	51		1	9.164 410
70	41	63	12906	1	6.227 149
75	45	76		1	9.164 411
110	50	83		1	6.232 577
160	56	90	12906	1	6.243 865
220	64	105		1	9.164 412
400	71	125	12906	1	9.164 413
2250	127	224		1	6.252 383

**2** LLG-Mortai, NEW!

Capacità	Altezza	Ø est.	Pz./Cf.	Codice
ml	mm	mm		
110	50	83	1	6.227 289
220	64	105	1	6.234 591

**3** LLG-Pestelli, porcellana, ruvidi

Ø testa	Lungh.	DIN	Pz./Cf.	Codice
mm	mm			
14	54		1	6.227 150
24	115	12906	1	9.164 420
30	135	12906	1	6.232 574
36	150	12906	1	9.164 421
42	175	12906	1	9.164 422
74	250	12906	1	6.252 384

**4** LLG-Pestelli in porcellana smaltati NEW!

Ø testa	Lungh.	DIN	Pz./Cf.	Codice
mm	mm			
42	175	12906	1	6.227 292
36	150	12906	1	6.234 592

**5** MORTAIO in PORCELLANACon becco. Senza pestello. Esterno vetrificato, interno ruvido.
Conforme ai requisiti DIN 12906.

Haldenwanger

Capacità	Ø int.	Pz./Cf.	Codice
ml	mm		
70	65	1	9.164 206
170	90	1	9.164 209
400	130	1	9.164 212
700	150	1	9.164 215
1000	180	1	9.164 218
2600	240	1	9.164 225
6000	330	1	9.164 235

**6** Pestelli in porcellanaStelo vetrificato. Superficie di attrito ruvida.
Conformi ai requisiti DIN 12906.

Haldenwanger

Ø Nominale	Ø testa	Lungh.	Pz./Cf.	Codice
mm	mm	mm		
63	24	115	1	9.164 306
90	30	135	1	9.164 309
125	36	150	1	9.164 312
150	42	175	1	9.164 315
180	55	210	1	9.164 318

Dimensioni nominali = Ø interno del mortaio
Dimensioni speciali disponibili a richiesta!



1 Mortaio con pestello, in porcellana

Non vetrificato. Pestello con manico in legno.

Ø est. mm	Pz./Cf.	Codice
115	1	9.164 373
135	1	9.164 374
150	1	9.164 375



2 Mortaio con pestello, MF.

Melamina-formaldeide (MF). Bianco. Con piede e becco. Sterilizzabile in autoclave (121°C).

BRAND

Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
125	80	1	9.164 355
150	90	1	9.164 357



3 Mortaio in agata, con pestello

Qualità standard con superficie di lavoro levigata priva di difetti. Altre misure disponibili su richiesta.

Capacità ml	Ø est. mm	Ø int. mm	Pz./Cf.	Codice
9	50	40	1	9.164 050
25	75	60	1	9.164 075
50	100	85	1	9.164 100
100	125	100	1	9.164 125



4 Mortaio, acciaio inossidabile

Il mortaio e la testa del pestello sono in acciaio inossidabile.

Bochem

Descrizione	Capacità ml	Pz./Cf.	Codice
Mortaio	250	1	6.900 119
Pestello		1	6.079 568



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
 Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
 Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica