

1 Set di pesi, cilindrici, in acciaio inossidabile lucidato, in scatola di legno, classe E2

NEW!

In legno imbottito, pesi al milligrammo in astuccio di plastica estraibile.
Con un guanto speciale per manipolare i pesi, pinzette e pennello per rimuovere la polvere.

Kern & Sohn GmbH

Potete comporre la pesiera con il vostro set individuale di pesi.

Descrizione	Pz./Cf.	Codice
1 mg - 200 g	1	6.222 582

Disponibili anche : pesi singoli da 1 mg a 2000 kg o pesiere complete da 1mg - 10 kg conformi OIML nelle classi E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3.



2 LLG- Navicelle di pesata, porcellana

NEW!

Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
37	1	9.115 350
53	1	6.241 255
64	1	9.115 351



3 Navicelle di pesata in acciaio inossidabile 18/10

Capacità ml	Pz./Cf.	Codice
3	1	6.238 169
6	1	6.238 170
10	1	6.238 171



4 Navicelle di pesata, alluminio o vetro

Senza contrappeso.

Lungh. mm	Materiale	Pz./Cf.	Codice
70	Alluminio	1	9.301 006
90	Alluminio	1	9.301 008
105	Alluminio	1	9.301 010
60	Vetro	1	9.301 026
80	Vetro	1	9.301 028
100	Vetro	1	9.301 030



5 Navicelle di pesata in vetro

Con collo ad imbuto.
Per facilitare il travaso senza perdite di campione.

Capacità ml	Pz./Cf.	Codice
3	1	9.301 066
6	1	9.301 067
10	1	9.301 068



6 Navicelle per pesate Kjeldahl 609, carta pergamena

Navicelle per pesate, di carta, modello 609.
Ideali per pesare o trasportare ogni tipo di campione.
Particolarmente indicate per la determinazione dell'azoto secondo Kjeldahl.
Carta pergamena priva di azoto (le navicelle possono essere inserite nel pallone Kjeldahl e disciolte insieme al campione).

GE Healthcare

Largh. mm	Lungh. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
10	55	10	100	9.069 011





1 LLG- Bottiglie di pesata con tappo NS, Vetro Borosilicato 3.3

NEW!

Con area di scrittura.
Disponibili a forma alta o bassa.

Capacità ml	Ø mm	Altezza mm	NS	Forma	Pz./Cf.	Codice
6	25	25	19/12	bassa	1	9.300 151
10	25	40	19/12	alta	1	9.300 160
15	35	30	29/12	bassa	1	9.300 152
15	40	25	34,5/12	bassa	1	9.300 150
20	30	50	24/12	alta	1	9.300 161
30	50	30	45/12	bassa	1	9.300 153
45	35	70	29/12	alta	1	9.300 162
45	60	30	50/12	bassa	1	9.300 154
70	40	80	34,5/12	bassa	1	9.300 163
80	80	30	80/12	bassa	1	9.300 155
110	50	80	45/12	alta	1	9.300 164



2 Pesafiltri in vetro DURAN® con coperchio NS

DURAN®, DIN 12605. Con coperchio intercambiabile NS. Con etichetta bianca scrivibile.
Stampa a fuoco di capacità e misura.
Disponibili in forma alta o bassa.

Capacità ml	Ø mm	Altezza mm	NS	Forma	Pz./Cf.	Codice
6	25	25	24/12	bassa	1	9.300 022
10	25	40	24/12	alta	1	9.300 113
15	40	25	40/12	bassa	1	9.300 021
15	35	30	34/12	bassa	1	9.300 023
30	50	30	50/12	bassa	1	9.300 032
45	35	70	34/12	alta	1	9.300 123
45	60	30	60/12	bassa	1	9.300 037
70	40	80	40/12	alta	1	9.300 124
80	80	30	80/12	bassa	1	9.300 041
110	50	80	50/12	alta	1	9.300 127



3 LLG-dischi per pesata in alluminio

Foglio di Alluminio, per manipolazione dei campioni con una flangia, parete rigida arricciata.
Il manico a linguetta può essere inciso per l'identificazione prima della pesata.
Prodotti in alluminio leggero, senza olio.

L'articolo 6.236.854 è privo di linguetta.

Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
43	12	100	6.238 138
57	14	100	6.238 139
70	16	100	6.238 140
101	8	50	6.236 854



4 Vaschetta in alluminio

Adatta per la determinazione dell'umidità in termobalance ad infrarossi.
I campioni possono essere distribuiti all'interno della vaschetta assorbendo il calore uniformemente.
Si possono utilizzare anche come capsule da laboratorio.

schuett-biotec

Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
100	7	80	9.106 265



5 LLG-Navicelle di pesata a rombo, antistatiche, PS

Biologicamente inerti e resistenti ad acidi deboli e diluiti, soluzioni acquose, alcoli e basi.
Range temperatura da -10 a +70°C. Possono essere utilizzate con analizzatori a microonde.
Caratterizzate da una forma a diamante che si flette facilmente, per effettuare versamenti precisi, e da un ampio fondo piatto che resiste al ribaltamento.

Capacità ml	Dimensioni mm	Colore	Pz./Cf.	Codice
5	55 x 35 x 6	Bianco	1000	9.900 788
30	78 x 56 x 14	Bianco	500	9.950 194
100	119 x 90 x 19	Bianco	250	9.950 195
5	55 x 35 x 6	Nero	1000	9.900 801
30	78 x 56 x 14	Nero	500	9.950 196
100	119 x 90 x 19	Nero	250	9.950 197

1 LLG- Navicelle di pesata esagonali, antistatiche, PS

Biologicamente inerti e resistenti ad acidi deboli e diluiti, soluzioni acquose, alcoli e basi.
Range temperatura da -10 a +70°C. Possono essere utilizzate con analizzatori a microonde. Sono flessibili a tal punto da formare un beccuccio di versamento. Il fondo piatto ed i lati inclinati consentono trasferimenti accurati di campione.

Misura	Dimensioni mm	Colore	Pz./Cf.	Codice
Piccola	38 x 25 x 9	Bianco	500	9.900 893
Media	64 x 51 x 19	Bianco	500	9.900 894
Grande	102 x 76 x 22	Bianco	500	9.900 895
X-Large	127 x 89 x 31	Bianco	500	9.900 896

**2** LLG-Navicelle di pesata quadrate, antistatiche, PS

Biologicamente inerti e resistenti ad acidi deboli e diluiti, soluzioni acquose, alcoli e basi.
Range temperatura da -10 a +70°C. Possono essere utilizzate con analizzatori a microonde.
Caratterizzate da un ampio fondo piatto che resiste al ribaltamento.
Gli angoli smussati semplificano i trasferimenti di campione.

Capacità ml	Dimensioni (L x P x H) mm	Colore	Pz./Cf.	Codice
7	46 x 46 x 8	Bianco	1000	9.900 785
100	85 x 85 x 24	Bianco	1000	9.900 786
250	140 x 140 x 22	Bianco	1000	9.900 787
7	46 x 46 x 8	Nero	1000	9.900 789
100	85 x 85 x 24	Nero	1000	9.900 791
250	140 x 140 x 22	Nero	1000	9.900 800

**3** Pesafiltri in PP

Trasparente. Coperchio con pomolo.

Kartell

Capacità Litri	Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
30	30	50	1	9.300 805
25	40	30	1	9.300 810
65	40	60	1	9.300 815
65	60	35	1	9.300 820
50	50	30	1	9.300 825
200	60	90	1	9.300 830
400	70	120	1	9.300 835

**4** Supporto per pesate

In vetro. Per tutte le pesate nelle quali può risultare comodo supportare il materiale da pesare su un disco di vetro con supporto.

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Supporto per piccoli campioni piani	1	9.300 500

**tecno-lab** s.r.l.

Via L. Abbiate, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

5 Navicelle di pesata MN 808, Carta

Confezione da 100 pezzi.

MACHERY-NAGEL

Carta

Dimensioni: 58 x 10 x 10 mm

Tipo	Pz./Cf.	Codice
MN808	100	9.301 069

Altre dimensioni e modelli disponibili a richiesta.

