



1 LLG- Bottiglie di pesata con tappo NS, Vetro Borosilicato 3.3

NEW!

Con area di scrittura.
Disponibili a forma alta o bassa.

Capacità ml	Ø mm	Altezza mm	NS	Forma	Pz./Cf.	Codice
6	25	25	19/12	bassa	1	9.300 151
10	25	40	19/12	alta	1	9.300 160
15	35	30	29/12	bassa	1	9.300 152
15	40	25	34,5/12	bassa	1	9.300 150
20	30	50	24/12	alta	1	9.300 161
30	50	30	45/12	bassa	1	9.300 153
45	35	70	29/12	alta	1	9.300 162
45	60	30	50/12	bassa	1	9.300 154
70	40	80	34,5/12	bassa	1	9.300 163
80	80	30	80/12	bassa	1	9.300 155
110	50	80	45/12	alta	1	9.300 164



2 Pesafiltri in vetro DURAN® con coperchio NS

DURAN®, DIN 12605. Con coperchio intercambiabile NS. Con etichetta bianca scrivibile.
Stampa a fuoco di capacità e misura.
Disponibili in forma alta o bassa.

Capacità ml	Ø mm	Altezza mm	NS	Forma	Pz./Cf.	Codice
6	25	25	24/12	bassa	1	9.300 022
10	25	40	24/12	alta	1	9.300 113
15	40	25	40/12	bassa	1	9.300 021
15	35	30	34/12	bassa	1	9.300 023
30	50	30	50/12	bassa	1	9.300 032
45	35	70	34/12	alta	1	9.300 123
45	60	30	60/12	bassa	1	9.300 037
70	40	80	40/12	alta	1	9.300 124
80	80	30	80/12	bassa	1	9.300 041
110	50	80	50/12	alta	1	9.300 127



3 LLG-dischi per pesata in alluminio

Foglio di Alluminio, per manipolazione dei campioni con una flangia, parete rigida arricciata.
Il manico a linguetta può essere inciso per l'identificazione prima della pesata.
Prodotti in alluminio leggero, senza olio.

L'articolo 6.236.854 è privo di linguetta.

Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
43	12	100	6.238 138
57	14	100	6.238 139
70	16	100	6.238 140
101	8	50	6.236 854



4 Vaschetta in alluminio

Adatta per la determinazione dell'umidità in termobalance ad infrarossi.
I campioni possono essere distribuiti all'interno della vaschetta assorbendo il calore uniformemente.
Si possono utilizzare anche come capsule da laboratorio.

schuett-biotec

Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
100	7	80	9.106 265



5 LLG-Navicelle di pesata a rombo, antistatiche, PS

Biologicamente inerti e resistenti ad acidi deboli e diluiti, soluzioni acquose, alcoli e basi.
Range temperatura da -10 a +70°C. Possono essere utilizzate con analizzatori a microonde.
Caratterizzate da una forma a diamante che si flette facilmente, per effettuare versamenti precisi, e da un ampio fondo piatto che resiste al ribaltamento.

Capacità ml	Dimensioni mm	Colore	Pz./Cf.	Codice
5	55 x 35 x 6	Bianco	1000	9.900 788
30	78 x 56 x 14	Bianco	500	9.950 194
100	119 x 90 x 19	Bianco	250	9.950 195
5	55 x 35 x 6	Nero	1000	9.900 801
30	78 x 56 x 14	Nero	500	9.950 196
100	119 x 90 x 19	Nero	250	9.950 197

1 LLG- Navicelle di pesata esagonali, antistatiche, PS

Biologicamente inerti e resistenti ad acidi deboli e diluiti, soluzioni acquose, alcoli e basi.
Range temperatura da -10 a +70°C. Possono essere utilizzate con analizzatori a microonde. Sono flessibili a tal punto da formare un beccuccio di versamento. Il fondo piatto ed i lati inclinati consentono trasferimenti accurati di campione.

Misura	Dimensioni mm	Colore	Pz./Cf.	Codice
Piccola	38 x 25 x 9	Bianco	500	9.900 893
Media	64 x 51 x 19	Bianco	500	9.900 894
Grande	102 x 76 x 22	Bianco	500	9.900 895
X-Large	127 x 89 x 31	Bianco	500	9.900 896

**2** LLG-Navicelle di pesata quadrate, antistatiche, PS

Biologicamente inerti e resistenti ad acidi deboli e diluiti, soluzioni acquose, alcoli e basi.
Range temperatura da -10 a +70°C. Possono essere utilizzate con analizzatori a microonde.
Caratterizzate da un ampio fondo piatto che resiste al ribaltamento.
Gli angoli smussati semplificano i trasferimenti di campione.

Capacità ml	Dimensioni (L x P x H) mm	Colore	Pz./Cf.	Codice
7	46 x 46 x 8	Bianco	1000	9.900 785
100	85 x 85 x 24	Bianco	1000	9.900 786
250	140 x 140 x 22	Bianco	1000	9.900 787
7	46 x 46 x 8	Nero	1000	9.900 789
100	85 x 85 x 24	Nero	1000	9.900 791
250	140 x 140 x 22	Nero	1000	9.900 800

**3** Pesafiltri in PP

Trasparente. Coperchio con pomolo.

Kartell

Capacità Litri	Ø mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
30	30	50	1	9.300 805
25	40	30	1	9.300 810
65	40	60	1	9.300 815
65	60	35	1	9.300 820
50	50	30	1	9.300 825
200	60	90	1	9.300 830
400	70	120	1	9.300 835

**4** Supporto per pesate

In vetro. Per tutte le pesate nelle quali può risultare comodo supportare il materiale da pesare su un disco di vetro con supporto.

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Supporto per piccoli campioni piani	1	9.300 500



tecno-lab s.r.l.

Via L'Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

5 Navicelle di pesata MN 808, Carta

Confezione da 100 pezzi.

MACHERY-NAGEL

Carta

Dimensioni: 58 x 10 x 10 mm

Tipo	Pz./Cf.	Codice
MN808	100	9.301 069

Altre dimensioni e modelli disponibili a richiesta.

