


1 Picnometri, calibrati, vetro Borosilicato 3.3

A norme DIN 12797. Individualmente calibrati a contenere (In) a 0,001ml. La capacità di volume netto è stampata sul corpo. Ogni bottiglia è calibrata assieme al proprio tappo. Per differenziarle facilmente, sia il corpo che il tappo hanno lo stesso numero di codice stampato su essi.

Isolab

Capacità ml	Pz./Cf.	Codice
5	1	4.008 327
10	1	6.241 602
25	1	4.008 328
50	1	6.241 603
100	1	4.008 329



2 Picnometri, BLAUBRAND®, Vetro Borosilicato 3.3.

DIN ISO 3507, tipo gay-lussac. Certificato individuale incluso. Regolati. Con tappi capillari NS 10/19. Estremità superiore del tappo molata e lucidata. Indicazioni smaltate colore blu ad alto contrasto. Il volume effettivo viene indicato con precisione 0,001 cm³. Calibrati a contenere "IN". Ogni picnometro viene calibrato con il proprio tappo, quindi i tappi non sono intercambiabili. Ogni bottiglia e il relativo tappo, sono marcati con un unico numero di identificazione.

BRAND

Volume nom. cm ³	Pz./Cf.	Codice
5	1	9.277 305
10	1	9.277 310
25	1	9.277 325
50	1	9.277 350
100	1	9.277 400



3 Picnometri, BLAUBRAND®, con termometro e capillare laterale, Vetro Borosilicato 3.3

DIN ISO 3507 tipo guy-lussac. Con termometro e capillare laterale. Il volume effettivo viene indicato con precisione 0,001 cm³. Tarati a contenere "IN". Il volume in cm³ è specificato con la precisione della 3° cifra decimale. Indicazioni in smalto colore blu ad alto contrasto. Termometro di vetro a mercurio con scala opale, con giunto conico NS 10/19. Range di misura +10 +35°C (divisione 0,2°C), riempimento a mercurio. Capillari laterali con smerigliatura NS 7/16. Ogni picnometro viene calibrato assieme al proprio tappo, quindi i tappi non sono intercambiabili. Ogni bottiglia ed il proprio tappo sono marcati con un unico numero di identificazione.

BRAND

Volume nom. cm ³	Pz./Cf.	Codice
10	1	9.277 410
25	1	9.277 425
50	1	9.277 450
100	1	9.277 500



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel: 0303592505 r.a. - Fax: 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

4 LLG-Densimetri di precisione, Alcolometri

Range di misura, graduazione: 0.1% vol, con termometro da 0 a +30°C, graduazione: 0,5°C, calibrato a 20°C. Riempimento: blu. Lunghezza totale: 380mm. Disponibile a richiesta con certificato di calibrazione ufficiale, certificato di lavoro o certificato di calibrazione DKD. Da specificare al momento dell'ordine.

Tipo	Campo di misura % vol	Pz./Cf.	Codice
1	0 - 10	1	9.236 810
2	10 - 20	1	9.236 811
3	20 - 30	1	9.236 812
4	30 - 40	1	9.236 813
5	40 - 50	1	9.236 814
6	50 - 60	1	9.236 815
7	60 - 70	1	9.236 816
8	70 - 80	1	9.236 817
9	80 - 90	1	9.236 818
10	90 - 100	1	9.236 819

