

1 LLG - Spatola multiuso, acciaio 18/10

Lungh.	Per	Cucchiaino L x Largh.	Spatola L x Largh.	Pz./Cf.	Codice
mm		mm	mm		
150	destri	15 x 35	25 x 13	1	9.150 800
180	destri	15 x 35	25 x 13	1	9.150 801
210	destri	15 x 35	25 x 13	1	9.150 802
250	destri	15 x 35	25 x 13	1	9.150 073
300	destri	15 x 35	25 x 13	1	9.150 074
150	mancini	15 x 35	25 x 13	1	9.150 080
180	mancini	15 x 35	25 x 13	1	9.150 081
210	mancini	15 x 35	25 x 13	1	9.150 082



2 Spatola multiuso, acciaio 18/10

Con parte arrotondata provvista di scanalature.

Isolab

Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
150	1	4.008 448
180	1	4.008 449
210	1	4.008 450



3 Cucchiaino per polveri

Acciaio 18/10. Forma stretta.

Bochem

Lungh.	Cucchiaino	Pz./Cf.	Codice
mm	mm		
170	40 x 10	1	9.150 620



4 Mestoli

In acciaio inox.18/10. Diametro del mestolo come indicato sotto.

Bochem

Capacità ml	Lungh. mm	Ø mm	Pz./Cf.	Codice
90	185	70	1	9.150 665
200	315	90	1	9.150 685
220	315	100	1	9.150 700
620	345	140	1	9.150 703



5 LLG- Spatola a cucchiaino, forma larga

In acciaio 18/10. Forma larga.

Lungh.	Cucchiaino	Spatola L x Largh.	Pz./Cf.	Codice
mm	mm	mm		
120	31 x 23	30 x 20	1	4.008 445
150	38 x 27	32 x 22	1	9.150 810
180	40 x 30	35 x 25	1	9.150 811
210	40 x 30	35 x 25	1	9.150 812
250	50 x 38	45 x 32	1	4.008 446
300	55 x 45	50 x 40	1	4.008 447



6 Spatola con micro cucchiaino, acciaio inossidabile 18/10

Prodotta con acciaio inossidabile lucidato di grado eccellente, da un lato con una spatola piatta e dall'altro con un micro cucchiaino.

Lungh.	Cucchiaino	Pz./Cf.	Codice
mm	mm		
150	9 x 5	1	9.150 820
180	9 x 5	1	4.008 451



1

1 Microspatola per polveri, Remanit® 4301

Lucidata. Molto flessibile.

RSG

Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
3	150	1	6.239 195
3	210	1	9.220 205
4	130	1	9.220 206
4	150	1	9.220 207
4	185	1	9.220 208
5	150	1	6.231 957
6	130	1	9.220 201
6	150	1	9.220 202
6	185	1	9.220 203
6	210	1	9.220 204
7	150	1	6.226 081

2

2 3 Spatole micro, a due estremità, acciaio 18/10

Estremità a forma di cucchiaio.

Bochém

Tipo	Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
A- singola	5	130	1	9.220 313
A- singola	5	185	1	9.220 318
A- singola	5	210	1	9.220 321
B- doppia	5	130	1	9.220 363
B- doppia	5	185	1	9.220 368
B- doppia	5	210	1	9.220 371

3

4 Microspatola doppia, acciaio inox 18/10

In acciaio inox, da un lato si ha una spatola piatta e dall'altro lato si ha una spatola piatta a bordi arrotondati.

Bochém

Lungh. mm	Largh. spatola mm	Pz./Cf.	Codice
100	3	1	9.220 210
130	3	1	9.220 213
150	5	1	9.220 215
185	5	1	9.220 218
210	5	1	9.220 221

5

5 6 Spatola a due estremità, acciaio 18/10

Acciaio 18/10. Forma stretta.

Lungh. mm	Tipo	Pz./Cf.	Codice
130	diritta	1	4.008 454
150	diritta	1	4.008 455
185	diritta	1	4.008 456
210	diritta	1	4.008 457
250	diritta	1	4.008 458
300	diritta	1	4.008 459
185	curva	1	4.008 460
250	curva	1	4.008 461

6


tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
 Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
 Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

1 2 Spatola doppia, acciaio 18/10

Acciaio 18/10. Da un lato con una spatola piatta e dall'altro con una spatola piatta a bordi arrotondati.

Bochem

Lungh. mm	Largh. spatola mm	Tipo	Pz./Cf.	Codice
130	9	Diritta	1	9.220 013
150	9	Diritta	1	9.220 015
185	9	Diritta	1	9.220 018
210	11	Diritta	1	9.220 021
250	11	Diritta	1	9.220 025
300	16	Diritta	1	9.220 030
150	9	Curva	1	9.220 115
185	9	Curva	1	9.220 118
210	11	Curva	1	9.220 121
250	11	Curva	1	9.220 125

**3** Spatola doppia chattaway, acciaio inox 18/10

Prodotta in acciaio inossidabile lucidato; piatta da un lato e con la punta piegata dall'altro.

Lungh. mm	Largh. spatola mm	Pz./Cf.	Codice
100	9	1	4.008 452
130	9	1	4.008 453
150	9	1	9.150 815
180	9	1	9.150 816
210	9	1	9.150 817

**4** Spatola con pomello, acciaio 18/10

Acciaio forgiato 18/10. Con una estremità piatta e l'altra con un pomello.

Bochem

Largh. mm	Lungh. mm	Lungh. Superficie spatola	Pz./Cf.	Codice
9	150	60	1	9.220 415
11	210	70	1	9.220 421

**5** Spatole, acciaio nichel cromo/PTFE

Acciaio al nichel-cromo. A singola o doppia estremità, come indicato sotto. Con estremità rivestite in PTFE.

Tipo	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
Spatola doppia	200	1	9.220 940
Spatola a cucchiaio	225	1	9.220 945

**6** Cucchiaio per campioni, PP

In PP bianco. Autoclavabile a 121°C. Lunghezza 180 mm.

Bel-Art Products

Lungh. mm	Capacità ml	Largh. mm	Pz./Cf.	Codice
180	1,23	20	1	9.150 643
180	2,46	25	1	9.150 644
180	4,93	30	1	9.150 645
180	14,79	39	1	9.150 646


**7** Cucchiaio per campionamento SteriPlast, PS

Ideale per polveri, granulati, paste, liquidi. Sterilizzato, confezionato singolarmente.

Bürkle

Lungh. mm	Capacità ml	Pz./Cf.	Codice
125	2	100	7.651 884
150	8	100	6.306 595





1 2 Spatola per polveri smartSpatulas®, in PP

NEW!

Strumento da laboratorio singolo in polipropilene realizzato per aumentare la produttività e ridurre gli errori di contaminazione. Esse offrono una alternativa alle spatole metalliche.

Heathrow Scientific

Descrizione	Colore	Per provettine ml	Lungh. mm	Ø mm	Fig.	Pz./Cf.	Codice
Micro Antistatic	naturale	0,2	14	3,5	d	300	6.256 896
Eco	naturale	15/1,5/2,0	14	7,0	-	300	6.256 894
Standard	blu	15/1,5/2,0	21	7,0	b	300	6.256 893
Standard	naturale	15/1,5/2,0	21	7,0	c	300	6.256 895
Standard sterile	naturale	15/1,5/2,0	21	7,0	-	100	6.256 898
Macro	verde	50	31	1,0	a	150	6.256 897



3 Spatole, PS

PS resistente all'impatto. Versione con parte terminale a doppia spatola o con terminale piatto e uno a cucchiaio.

BRAND

Tipo	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
Doppia	150	1	9.220 850
Doppia	180	1	9.220 851
Con cucchiaio	180	1	9.220 852
Con cucchiaio	210	1	9.220 853



4 Spatola a cucchiaio in porcellana

In porcellana. Lucida.

Haldenwanger

Lungh. mm	Cucchiaio mm	Spatola L x Largh. mm	Pz./Cf.	Codice
121	36 x 11	33 x 10	1	9.220 812
170	45 x 20	42 x 21	1	9.220 816
210	54 x 30	48 x 25	1	9.220 820
305	131 x 42	56 x 39	1	9.220 830



5 Set di spatole, Remanit® 4301

7 pezzi:

- 1 x paio di forbici, smussate, diritte, 145mm
- 1 x spatola-cucchiaio micro 150/5mm
- 1 x spatola-cucchiaio micro 150/7mm
- 1 x spatola doppia 150/9mm
- 1 x spatola per polveri 150/9mm
- 1 x spatola micro per polveri 150/ 4mm
- 1 x spatola doppia micro 150/ 4mm

RSG

In sacchetto di pelle sintetica con gancio e anello di fissaggio. Prodotto in Germania.

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Set di spatole	1	7.630 153



6 Piccolo set di strumenti per farmacia, 5 pezzi

- 1 micro spatola per polveri, flessibile, lungh. 150mm
- 1 spatola a due estremità, flessibile, lungh. 150mm
- 1 paio di forbici, punta/punta, diritte, 145mm
- 1 spatola a cucchiaio, 150mm, 32x22mm (lama L x P)
- 1 coppia di pinze a pollice, tipo semplice, lungh.130mm

Hammacher

Tipo	Pz./Cf.	Codice
H50 125-00	1	9.160 004

1 Set grande di strumenti per farmacia, 9 pezzi

Il set da 9 pezzi contiene:

Spatola micro, a due estremità, flessibile, lungh.130mm
Micro spatola-cucchiaino, con cucchiaino 5 x 7mm, lungh.
150mm

Micro-spatola, due estremità, flessibile, lungh.185mm
Paletta per pesata, 10x40mm LxP, lungh.170mm

Forbici, diritte, dentellate, lungh.170mm
Poli-cucchiaino, lungh.180mm

Spatola, doppia estremità, non flessibile, lungh.185mm
Spatola, tipo largo, entrambe le estremità rotonde,
lungh.150mm

Hammacher

Tipo	Pz./Cf.	Codice
HSO 126-00	1	9.160 010



2 Spatola/sezione sollevatore, acciaio 18/10

Acciaio 8/10. Con manico in legno. Lama corta, flessibile.

Bochem

Lungh. mm	Largh. lama mm	Lungh. lama mm	Pz./Cf.	Codice
150	10	50	1	9.220 510
150	15	50	1	9.220 515



3 Spatole con manico in legno, acciaio inossidabile

Con manico in legno e lunga lama flessibile, come indicato sotto.

Bochem

Lungh. mm	Lungh. lama mm	Largh. lama mm	Pz./Cf.	Codice
165	75	14	1	9.220 607
190	100	18	1	9.220 610
230	130	20	1	9.220 613
250	150	22	1	9.220 615
275	165	27	1	9.220 616
310	200	32	1	9.220 620
365	250	38	1	9.220 625
415	300	42	1	9.220 630



4 SPATOLA da farmacia

In acciaio inossidabile. Con manico in durofol, lama flessibile.

Gerd Schneider

Lungh. mm	Largh. lama mm	Lungh. lama mm	Pz./Cf.	Codice
165	14	75	1	9.220 490
190	18	100	1	9.220 491
230	20	130	1	9.220 492
250	22	150	1	9.220 493
310	32	200	1	9.220 495



5 Spatola da laboratorio, PC

Policarbonato, chiara, trasparente.

Largh. mm	Lungh. mm	Peso g	Pz./Cf.	Codice
20	145	18	1	9.220 841



6 Abbassalingua, legno

In legno.

Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
150	100	9.165 101

