



## Agitatore per Provette Piano Rotante



### Descrizione

M310-AP è un agitatore per provette con piano rotante adatto per il mantenimento in sospensione di campioni di sangue o altri preparati in provetta.

La struttura esterna è in acciaio trattato con vernice epossidica antiacido, mentre il piano rotante è in ABS ed è completo di clips per provette da 16 x 105 mm.

Velocità tra i 10 e 80 Rpm selezionabile attraverso un variatore elettronico.

Costruito secondo le norme C.E.I. (66-5)

### Dati Tecnici

Potenza:	100 W
Struttura	acciaio trattata con vernice epossidica antiacido
Dimensioni esterne ( L x H x P )	320x320x250 mm
Peso	5 kg
Posti provette:	16 x 105 mm

## Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M310-AP	230 V / 50 Hz	01.4001

## Accessori

Descrizione	Codice
Supporto in ABS con clips per provette Ø 12 mm. posti 24 (Epp. 1.5 / 2 ml.)	01.4002
Supporto in ABS con clips per provette Ø 14 mm. posti 24	01.4003
Supporto in ABS con clips per provette Ø 16 mm. posti 24 (Falcon 15 ml.)	01.4004
Supporto in ABS con clips per provette Ø 18 mm. posti 12	01.4005
Supporto in ABS con clips per provette Ø 29 mm. posti 12 (Falcon 50 ml.)	01.4006