



## Agitatore Magnetico ATE



### Descrizione

L'ATE è un agitatore magnetico ad alta potenza adatto per volumi medio-alti. E' verniciato con polveri epossidiche per garantire un'elevata resistenza agli agenti chimici.

Regolazione elettronica della velocità: fino a 1200 giri/min

Volume di agitazione (H<sub>2</sub>O): fino a 25 litri

### Dati Tecnici

|   |   |
|---|---|
| Struttura                               | metallica con verniciatura epossidica                                     |
| Potenza                                 | 25 W  |
| Peso                                    | 3.7 Kg  |
| Dimensioni ( L x H x P )                | 250x120x285 mm  |
| <b>PRESTAZIONI</b>                      |   |
| Regolazione elettronica dei giri        | fino a 1200 rpm   |
| Capacità di agitazione H <sub>2</sub> O | fino a 25 litri   |
| Sistema di agitazione                   | magnete trascinate di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo |

### Codice Prodotto

| Descrizione | Alimentazione    | Codice    |
|-------------|------------------|-----------|
| ATE         | 230 V / 50-60 Hz | F20300165 |
| ATE         | 115 V / 50-60 Hz | F20310165 |