



Agitatore Magnetico MICROSTIRRER



Descrizione

L'agitatore magnetico Microstirrer con struttura metallica e verniciatura epossidica garantisce un'elevata resistenza agli agenti chimici. Agitatore di dimensioni ridotte, semplice ed efficace, appositamente studiato per microtitolazioni. Anche dopo diversi giorni di impiego continuo, l'agitatore si mantiene freddo. Questa caratteristica lo rende particolarmente apprezzabile in chimica, microbiologia e biochimica.

Regolazione elettronica della velocità: fino a 1100 giri/min

Volume di agitazione (H₂O): fino a 5 litri

Dati Tecnici

Struttura	metallica con verniciatura epossidica
Potenza	0.6 W
Peso	0.55 Kg
Dimensioni (L x H x P)	120x48x128 mm
PRESTAZIONI	
Regolazione elettronica dei giri	fino a 1100 rpm
Capacità di agitazione H ₂ O	fino a 5 litri
Controllo della velocità	Ottimo controllo della velocità anche a basso numero di giri

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
MICROSTIRRER	100-240 V / 50-60 Hz	F203A0161