



Bilancia Analitica CRYSTAL (Calibrazione Interna)



Descrizione

CRYSTAL è una bilancia analitica a compensazione magnetica affidabile e adatta all'ambiente di laboratorio, la sua tastiera a membrana impermeabile è resistente agli acidi ed è di facile ed immediata operatività grazie ai tasti TARE, PRINT, ON/OFF, MENU.

Le funzioni attivabili tramite il tasto MENU, sono le letture nelle diverse unità di misura per la pesata, come:

g (grammi), lb (libbre), oz (once), ct (carati), pcs (pezzi), % (percentuale),
mo (Momme), t (tola), ozt (troy once), GN (grain), tLH (Tael Hong Kong),
tLT (taiwan).

L'Indicazione del raggiungimento del peso stabile la si può facilmente leggere sul display LCD. Il display adotta un sistema di lettura semplificata, mettendo le cifre decimale in dimensioni di carattere ridotte.

L'accesso per pesate è sotto il piano della bilancia, e la calibrazione viene eseguita con masse interne.

Il tempo di risposta può essere selezionato: lento o veloce.

Dati Tecnici

Assorbimento:	200 mA
Alimentazione:	100 - 240 VAC
Peso	7 kg
Dimensioni (L x H x P)	216 x 335 x 380 mm
Dimensioni camera (L x H x P)	180 x 200 x 150 mm (CRY 500 CE/C ha un cilindro di vetro)
Uscita seriale:	RS232 I/O configurabile
Temperatura di funzionamento:	10 / 35°C ottimale (18-28°C)

	Portata g	Divisione mg	Linearità mg	Ripetibilità mg	Tempo di Risposta	Piatto mm
100 CAL	110	0,1	± 0,2	± 0,05	6/10 sec.	Ø 80
200 CAL	210	0,1	± 0,2	± 0,05	6/10 sec.	Ø 80
300 CAL	310	0,1	± 0,2	± 0,05	6/10 sec.	Ø 80
500 CAL	510	1	± 2	± 1	5/8 sec.	Ø 110

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
CRYSTAL 100 CAL	100 -240 VAC	CRYSTAL 100 CAL
CRYSTAL 200 CAL	100 -240 VAC	CRYSTAL 200 CAL
CRYSTAL 300 CAL	100 -240 VAC	CRYSTAL 300 CAL
CRYSTAL 500 CAL	100 -240 VAC	CRYSTAL 500 CAL

Accessori

Descrizione	Codice
Versione con marchio CE (metrologia legale) secondo la Direttiva CE 2009/23 (solo per i modelli "CAL")	-
Dispositivo per la determinazione della densità di liquidi e solidi	-
Comandi a distanza per l'azionamento del segnale di stampa, tara, ecc.	-
Esecuzioni con portate speciali	-