



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Microcentrifuga D2012



Descrizione

Mini microcentrifuga da banco di estrema compattezza, dotata di motore ad induzione ultra silenzioso.

Ampio display LCD retroilluminato, coperchio ad apertura automatica, velocità e accelerazione selezionabili, funzione "short spin" per centrifugazioni rapide.

Viene fornita con Rotore in alluminio ultra resistente, dotato di coperchio "Bio-Safe" per la sicurezza biologica e completamente autoclavabile modello A12-2 con Capacità massima di carico: 12 x 2 ml.

Velocità: impostabile da 500 a 15.000 rpm con passi di 100 in 100 rpm.

RCF: impostabile fino a 15.100xg.

Tempo di centrifugazione: da 30 s a 99 min o in continuo.

La centrifuga risponde alle direttive EN 61010-1; EN 61010-2-10 e gli accessori a tenuta di aerosol sono testati .

Garanzia: 24 mesi.

Dati Tecnici

Velocità Massima	15.000 rpm (500-15.000), incremento 100 rpm
RCF massima	15.100xg, incremento 100xg
Rotore	12 posti - microprovette 2,0 ml
Temporizzatore	30 sec. ... 99 min e continuo
Motore	Induzione, esente da manutenzione
Dispositivi di sicurezza	Blocco apertura coperchio Rilevatore superamento velocità Rilevatore superamento temperatura Diagnosi interna automatica
Potenza Assorbita	120 W
Rumorosità	<56 dB
Dimensioni (LxPxA)	255 x 245 x 140 mm
Peso (compreso il rotore)	4.6 Kg
Imballo	Mini MicroCentrifuga D2012 con rotore A12-2 completo di coperchio, clip di fissaggio e O'ring

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
Microcentrifuga D2012	220V - 50/60Hz	22000012

Accessori

Descrizione	Codice
Riduttore RI02-24	22000302
Riduttore RI05-24	22000312
Riduttore RI02-36	22000322