



Consumabili per Digestori



Descrizione

Ditali

Filtri a ditale per estrattori con solventi, prodotti in fibra di cellulosa di cotone di elevata qualità. I filtri a ditale hanno lo spessore di 1 mm.

Ditali Filtri a ditale per estrattori con solventi, prodotti in fibra di cellulosa di cotone di elevata qualità. I filtri a ditale hanno lo spessore di 1 mm.

Ditali in fibra di cellulosa per estrazioni con solventi.

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
Ditali 33 x 80 mm, 25pz/conf.	CM0111148