



## Ossimetro da Banco Oxi 7310



### Descrizione

Il lettore di ossigeno **Oxi 7310** è il misuratore da banco perfetto con un funzionamento sicuro e conveniente, menù controllato tramite un display grafico per la misurazione dell'ossigeno disciolto, sensori di ossigeno galvanici, l'universale Cellox 325, l'auto-agitazione StirrOx G per misurazioni di BOD e DurOx 325 per scopi di formazione.

Con documentazione automatica secondo GLP / AQA, supporta la tracciabilità, non solo in laboratorio ambientale.

Il numero di serie del sensore può essere salvato.

Su richiesta disponibile anche con un optional stampante incorporata.

Flessibile e ad alte prestazioni:

- . Misure parziali pressione, concentrazione e saturazione
- . Correzione della salinità per misurare campioni con contenuto di sale
- . Memoria per grandi serie di misura

## Dati Tecnici

<b>Concentrazione:</b>	0.00 ... 20.00 mg/l $\pm 0.5$ % del valore 0 ... 90 mg/l $\pm 0.5$ %
<b>Saturazione:</b>	0.0 ... 200.0 % $\pm 0.5$ % del valore 0 ... 600 % $\pm 0.5$ % del valore
<b>Pressione parziale:</b>	0 ... 200.0 hPa, 0 ... 1250 hPa
<b>Temperatura:</b>	-5.0 ... +105.0 $\pm 0.1$ °C

## Codice Prodotto

Modello	Descrizione	Codice
Oxi 7310	Singolo misuratore	1BA300
Oxi 7310P	Singolo misuratore con stampante integrata	1BA300P
Oxi 7310 Set 1	Set con CelloX	1BA301
Oxi 7310 Set 4	Set con StirrOx G	1BA304

## Accessori

Modello	Descrizione	Codice
RP 58 HQ	Carta di ricambio per la stampante incorporata	250115
StirrOx G	Sensore di ossigeno disciolto con auto-agitazione	201425
CelloX 325	Sensore Galvanico di ossigeno disciolto, cavo da 1,5 m	201533
CelloX 325-3	Sensore Galvanico di ossigeno disciolto, cavo da 3 m	201545
CelloX 325-6	Sensore Galvanico di ossigeno disciolto, cavo da 6 m	201546
CelloX 325-10	Sensore Galvanico di ossigeno disciolto, cavo da 10 m	201547
CelloX 325-15	Sensore Galvanico di ossigeno disciolto, cavo da 15 m	201548
CelloX 325-20	Sensore Galvanico di ossigeno disciolto, cavo da 20 m	201549