




## Purificazione Acqua Prima Grado 3




### Descrizione

PURELAB Prima è la soluzione ideale per una vasta gamma di attività di laboratorio, tra cui lavaggio/risciacquo di vetreria, alimentazione di autoclavi e camere di stabilizzazione, così come per il rifornimento di altri impianti di produzione di acqua ultrapura.



## Caratteristiche:

- Erogazione fino a 30 litri/ora di acqua di tipo III
- Eliminazione fino al 98% delle sostanze inorganiche attraverso processo di osmosi inversa (RO)
- Rispetto dei parametri internazionali per acqua di tipo III
- Consumi ridotti e bassi costi operativi
- Design compatto che ne rende possibile la collocazione a muro o sotto un banco
- Manutenzione semplice
- Servizi di collaudo e assistenza tecnica
- Upgradabile, se si compra uno strumento con una membrana, si possono installare le altre due anche successivamente all'acquisto.



## Dati Tecnici

Modello	PRIMA
Acqua	Tipo 3 per attività generali di laboratorio
Alimentazione	Si alimenta con Acqua di rete
Produzione	7 l/h con 1 membrana 15 l/h con 2 membrane 30 l/h con 3 membrane

## Codice Prodotto

Descrizione	Codice
PURELAB Prima 7 con pompa di sovralimentazione per acqua grezza	PR007BPM1
PURELAB Prima 7	PR007XXM1
PURELAB Prima 15 con pompa di sovralimentazione per acqua grezza	PR015BPM1
PURELAB Prima 15	PR015XXM1
PURELAB Prima 30 BP	PR030BPM1
PURELAB Prima 30	PR030XXM1

## Accessori

Descrizione	Codice
Cartuccia di pretrattamento per Prima, Option & MEDICA	LC140
Confezione da 12 compresse di disinfezione	CT1
Cartuccia RO (7.5 portata LPM)	LC143
Composito Filtro Air Vent	LC136M2
Kit di installazione polivalente	LA513
Kit di installazione con valvola di sella per tubo 15 millimetri	LA506
Regolatore di pressione	LA512
Raccordi SP311 con 8 / 12mm	LA518
Pre-filtro di assemblaggio per Option, Prima, MEDICA con pompa di spinta integrata	LA582
Filtro Micron Briquetted Carbon 5.0 (FILT32678)	LC123
Filtro micron di profondità 10.0	FILT50011
Filtro micron di profondità 5.0	FILT50009
Kit stampante per la gamma Ultra e SBP	LA618
Purelab Prima 7/15 - Stazione di controllo a distanza	LA628
Kit di montaggio a parete SBP e Ultra	LA610
Boost Pump Kit SBP	LA609
Kit Test Cloro	TEST30679
<b>Serbatoio</b>	
DV serbatoio modulare (35 litri)	LA620
Kit di montaggio a parete per LA586 e LA587 - bianco	LA591
Serbatoio da 25 litri con 5 interruttori di livello	LA611
Serbatoio da 40 litri con 5 interruttori di livello	LA612
Serbatoio da 75 litri con 5 interruttori di livello	LA613
Kit di montaggio a parete per LA590 - 75 litri del serbatoio - bianco	LA592