



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it  
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it  
**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**  
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174  
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## Purificazione Acqua Purelab 3000



### Descrizione

Acqua di straordinaria qualità per l'uso intensivo in attività generali di laboratorio con punti di dosaggio multipli.


PURELAB 3000 e 7000 sono soluzioni compatte per piccoli circuiti di distribuzione.

Sono ideali per una vasta gamma di attività di laboratorio, tra cui diluizione di campioni e preparazione del reagente, chimica generale, elettrochimica, spettroscopia, così come per il rifornimento di altri impianti di produzione di acqua ultrapura.



## Caratteristiche:

- Erogazione fino a 4 litri/min. di acqua di Tipo II e III
- Produzione acqua con resistività superiore a 15 MΩ-cm, destinata ad usi generici di laboratorio
- Opzione di connessione a piccoli circuiti di distribuzione, per alimentare sistemi di acqua ultra pura e punti di dosaggio
- Garanzia di qualità dell'acqua, grazie a membrana RO e programma di igienizzazione del circuito di distribuzione
- Esclusiva miscela di resine, che aumenta il ciclo di vita del sistema e abbatte i costi di mantenimento
- Design compatto che garantisce massima flessibilità, facile da installare anche in piccoli spazi
- Servizi di collaudo e assistenza tecnica.
- Upgradabile, se si compra uno strumento con una membrana, si può installare l'altra anche successivamente all'acquisto.



## Dati Tecnici

<b>Modello</b>	<b>PURELAB 3000</b>
<b>Acqua</b>	Tipo 3 e 2
<b>Alimentazione</b>	Si alimenta con Acqua di rete
<b>Produzione</b>	60 l/h con 1 membrana 120 l/h con 2 membrane

## Codice Prodotto

Descrizione	Codice
PURELAB 3000 60LPH 115V	PB3060XXM1-115
PURELAB 3000 60LPH 230V	PB3060XXM1-230
PURELAB 3000 120LPH 115V	PB3120XXM1-115
PURELAB 3000 120LPH 230V	PB3120XXM1-230

## Accessori

Descrizione	Codice
<b>Starter Kits</b>	
Purelab 3000 e CENTRA-R60 / 120 Starter Kit 1	LA721
Purelab 3000 e CENTRA-R60 / 120 Starter Kit 2	LA722
<b>Consumabili per Purelab 3000</b>	
Biopure 60/120 Vent Filter	LC202
Cartuccia pretrattamento Protek L1	LC175
Cartuccia pretrattamento Protek L2	LC177
Cartuccia RO 60 l / h	LC180
Cartuccia E	LC181
Purelab Purification Pack	LC187
Confezione da 12 compresse effervescenti di sanificazione	CT3
Confezione da 50 compresse effervescenti di sanificazione	CT3-50
6 Confezioni da 50 compresse effervescenti di sanificazione	CT3-300
<b>Accessori per Purelab 3000</b>	
Kit di aggiornamento Cartuccia E c / w LC181	LA701
Kit Upgrade 60 LPH a 120 LPH	LA703
Ruote	LA704
Kit Test Cloro	TEST30679