



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## Riscaldatore a Secco M501-HB



### Descrizione

**M501-HB** è un riscaldatore a secco di dimensioni ridotte, adatto per il mantenimento a temperatura costante di campioni e reagenti in provetta.

Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido, blocchi in alluminio intercambiabili per provette Ø 6,5-25 mm.

i blocchi in alluminio sono degli accessori e devono essere ordinati a parte.

Classe 1, DIN 12880.

## Dati Tecnici

Controllo temperatura.	Espansione di fluido
Blocchi inseribili:	1
Alimentazione:	230 V / 50 Hz
Peso	4 kg
Dimensioni ( L x H x P )	240x105x260 mm
Dimensioni interne ( L x H x P )	145x40x85 mm
Potenza:	200 W
<b>PRESTAZIONI</b>	
Regolazione della temperatura:	da ambiente +5°C a 120 °C
Stabilità temperatura interna:	± 2°C
Controllo temperatura:	termoregolatore e doppia rampa di riscaldamento selezionabile

## Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M501-HB	230 V / 50 Hz	03.1001

## Accessori

Descrizione	Codice
Blocco in alluminio foro Ø 6,5 x 35 mm. prof. posti 28 (*)	03.1004
Blocco in alluminio foro Ø 8 x 35 mm. prof. posti 28 (Epp. 0,5 ml.) (*)	03.1005
Blocco in alluminio foro Ø 10 x 35 mm. prof. posti 28 (*)	03.1006
Blocco in alluminio foro Ø 11,5 x 35 mm. prof. posti 28 (Epp. 1,5/ 2 ml.) (*)	03.1007
Blocco in alluminio foro Ø 13 x 35 mm. prof. posti 28 (*)	03.1008
Blocco in alluminio foro Ø 14 x 35 mm. prof. posti 15 (*)	03.1009
Blocco in alluminio foro Ø 16 x 35 mm. prof. posti 15 (*)	03.1010
Blocco in alluminio foro Ø 18 x 35 mm. prof. posti 15 (*)	03.1011
Blocco in alluminio foro Ø 20 x 35 mm. prof. posti 15 (*)	03.1012
Blocco in alluminio foro Ø 22 x 35 mm. prof. posti 8 (*)	03.1013
Blocco in alluminio foro Ø 24 x 35 mm. prof. posti 8 (*)	03.1014
Blocco per bicchiere degustazione olio d'oliva a 1 posto	03.1015
Blocco per micropiastre 86 x 140 mm. (solo per M501-HB/HBD)	03.1016
Estrattore per blocchi	03.1017