



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## Riscaldatori per Palloni MA per grosse capacità



### Descrizione

I riscaldatori MA per palloni di grosse capacità sono studiati e costruiti per una maggior sicurezza e dotati di un sistema per il recupero del liquido in caso di rottura accidentale. Le strutture esterne e la calotta interna di contenimento sono completamente in acciaio inox rivestite con tessuto in fibra di vetro.

Le resistenze vengono alloggiare in un blocco di fibra-ceramica sfruttando al massimo il calore prodotto e riducendo così al minimo la temperatura sulle pareti esterne.

La temperatura controllata da un termoregolatore su scala numerata.

I riscaldatori vengono completati con un interruttore ON / OFF con luce verde.

## Dati Tecnici

Modello	3000 ml	4000 ml	6000 ml	10000 ml	20000 ml	50000 ml
Classe di protezione	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Classe di sicurezza	0	0	0	0	0	0
Dimensioni esterne	310 x 290 mm	380 x 310 mm	380 x 310 mm	460 x 330 mm	540 x 510 mm	700 x 650 mm
Diametro Palloni	195 Ø	207 Ø	236 Ø	279 Ø	-	-
Peso	6.0 Kg	8.0 Kg	8.0 Kg	11.0 Kg	16.5 Kg	20.0 Kg
Potenza res. riscald.	600 W	900 W	900 W	1500 W	2100 W	3000 W
Precisione Piastra	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
Temperatura sulla calotta	+ 350	+ 350	+ 350	+ 350	+ 350	+ 350

## Codice Prodotto

Modello	3000 ml	4000 ml	6000 ml	10000 ml	20000 ml	50000 ml
Codice	625.0520.03	625.0520.04	625.0520.06	625.0520.10	625.0520.20	625.0520.50