



## pH / ION 3310



### Descrizione

#### **Strumento per misura del pH e Ioni: ProfiLine pH / ION 3310**

Strumento tascabile (pH/ISE) per misure di pH, mV e concentrazione; adatto a tutti i settori, in cui la precisione e l'alta qualità dei risultati sono una priorità.

- . Robusto e impermeabile (IP 67);
- . ISE punti di calibrazione da 2 a 7 (anche non-lineare);
- . GLP-documentazione di supporto.

Il **pH / ION 3310** fornisce senza sforzo risultati di misurazione precisi.

La calibrazione da 1 a 5 punti per pH e la taratura 2 a 7 punti ISE, nonché una documentazione GLP, soddisfa tutti i requisiti della moderna metrologia.

L'interfaccia USB viene utilizzata per il trasferimento di dati, ma può essere utilizzata anche come alimentatore in laboratorio.

## Trasferimento dei dati a PC

Il software in dotazione MultiLab Importer permette di trasferire facilmente i dati memorizzati dallo strumento multiparametrico digitale al computer.

Basta installare il software e aprire Microsoft <sup>®</sup> Excel.

Verrà visualizzata una nuova barra degli strumenti progettati per l'acquisizione dei dati dal tuo multiparametrico.

Il software consente allo strumento gestire contemporaneamente il trasferimento dalla memoria dei dati misurati e di mantenere il normale funzionamento di misurazione dello strumento.

Mediante Software è inoltre possibile trasferire i dati di calibrazione dallo strumento al PC, che verranno visualizzati come un campo di testo nel foglio di calcolo Excel.

Tutti i dati del misuratore multiparametrico digitale sono visualizzati in forma di tabella su un foglio di calcolo Excel.

## Caratteristiche del Display

I nuovi multiparametrici digitali sono realizzati con un largo display LCD a colori ad alta risoluzione in grado di visualizzare contemporaneamente uno, due o tre parametri a seconda del numero di canali che supporta lo strumento.

Il display visualizza anche i dati di manutenzione e importanti informazioni di misura, come la posizione del connettore utilizzato per ciascun specifico sensore.

I nuovi multiparametrici digitali supportano il controllo continuo di misura (CMC), visualizzano il range di calibrazione del sensore e generano una rappresentazione grafica del valore di pH attuale.

## Dati Tecnici

pH	-2.0 ... 20.0 ... 20.00 -2.000 ... +19.999
mV	-1200.0 ... +1200.0 mV -2500 ... +2500 mV
Temperatura	-5 ... +105 °C/0.1 °C
Concentrazione di Ioni	0.000 ... 999.999 (mg/l, µmol/l, mmol/l, mg/kg, ppm, %)

## Codice Prodotto

Modello	Descrizione	Codice
pH / ION 3310	Singolo misuratore	2GA310

## Accessori

Modello	Descrizione	Codice
KS pH ProfiLine pH	Kit Valigetta pH senza contatore / sensore	2A0001
STH 650	Supporto treppiede da banco per catene di misurazione del pH, ISE, elettrodi di riferimento, sensore di temperatura, sensori di ossigeno e TetraCon 325 celle di misura della conducibilità	109809