



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Cappe a Flusso Laminare Verticale Mod. 700 Economy



Descrizione

La cappa a flusso laminare verticale mod. 700 Economy, è stata studiata e realizzata per consentire manipolazioni in ambiente sterile di materiali vari.

La protezione totale da germi e pulviscolo estende l'utilizzo di questa cabina ai più svariati settori: microbiologico, batteriologico, farmaceutico, elettronico, ottico. L'impiego di materiali e filtro di prima qualità (filtro assoluto Hepa in classe H14) nelle costruzioni di questa cappa, le consentono di rispondere ai requisiti di una classe 100 (o ISO 5).

La cabina non deve essere utilizzata quando il materiale trattato può rappresentare un potenziale pericolo (materiali patogeni) per l'operatore e l'ambiente.

Dati Tecnici

| | |
|---|-------------------------------|
| Rumorosità : | ≤60 DB |
| Filtro assoluto Hepa: | efficienza 99.995% classe H14 |
| Assorbimento: | 140 W + 440 W |
| Illuminazione: | Lampada fluorescente 18 W |
| Fusibili di protezione: | 2 x 3 AF (5 X 20) mm |
| Presa di collegamento rete: | 10 A |
| Alimentazione | 230 V - 50 Hz |
| Dimensioni area lavoro L x P x H | 700 x 410 x 490 |
| Dimensioni d'ingombro L x P x H | 770 x 660 x 800 |
| Vel. media aria (m/s) | 0,40 / 0,45 mt / sec |
| Peso (Kg) | 55 |
| Apertura frontale: | 290 h.mm |
| Volume d'aria filtrato: | 210 m ³ / h |

Codice Prodotto

| Descrizione | Codice |
|--------------------|---------------|
| 700 Economy | 29940090 |

Accessori

Opzionali

| Descrizione | Codice |
|--|----------|
| Tavolo di supporto per cappa dimensioni mm. 800x800x830 h. | 29850001 |
| Kit 4 ruote per supporto cappa. | 29850027 |
| Cassettiera metallica a 3 cassette con ruote (mm. 420x550x560 h.) | 29840002 |
| Filtro assoluto HEPA (da sostituire ogni 6000 ore o 3 anni). | 30300001 |
| Prefiltro (da sostituire ogni anno). | 30300002 |

Inclusi

| Descrizione |
|---|
| 1 Motoventilatore |
| 1 Filtro assoluto HEPA (classe H14 - 99,995%) |
| 1 Prefiltro classe G4 EN779 |
| 1 Lampada fluorescente da 18W (600 LUX) |
| 1 Presa di servizio sul quadro comandi |