



Armadi COMBISTORAGE Chimici Singolo - Cassettone - 2 Porte



Descrizione

ARMADIO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI ACIDI E BASI
CERTIFICATO SECONDO EN 14727 EN 61010-1 CERIFICATO BV

Costruzione esterna in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm. pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200° C. Costruzione di tipo "smontabile" che permette la sostituzione dei pannelli, base con piedini per la messa a livello dell'armadio. Rivestimento interno in pannelli melamminici idrofughi spessore 30 mm ad alta resistenza ai vapori corrosivi.

Porte a battente costruite come sopra complete di maniglie con chiusura di sicurezza e serratura.

Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

Dati Tecnici e Codice Prodotto

Modello	Codice	Apertura e Cerniera	Dimensioni Esterne (L x P x A) mm	Dimensioni Interne (L x P x A) mm	Capacità bottiglie 1 litro per armadio	Peso Kg
400	CS140AD	DESTRA	395 x 520 x 620	330 x 430 x 530	18	51
400 alto	CS714AD	DESTRA	395 x 520 x 720	330 x 430 x 630	18	54

400	CS140AS	SINISTRA	395 x 520 x 620	330 x 430 x 530	18	51
400 alto	CS714AS	SINISTRA	395 x 520 x 720	330 x 430 x 630	18	54
400	CS140AC	CASSETTONE	395 x 520 x 620	330 x 430 x 530	9	51
400 alto	CS714AC	CASSETTONE	395 x 520 x 720	330 x 430 x 630	9	54
500	CS150AD	DESTRA	495 x 520 x 620	430 x 430 x 530	24	53
500 alto	CS715AD	DESTRA	495 x 520 x 720	430 x 430 x 630	24	56
500	CS150AS	SINISTRA	495 x 520 x 620	430 x 430 x 530	24	53
500 alto	CS715AS	SINISTRA	495 x 520 x 720	430 x 430 x 630	24	56
500	CS150AC	CASSETTONE	495 x 520 x 620	430 x 430 x 530	12	53
500 alto	CS715AC	CASSETTONE	495 x 520 x 720	430 x 430 x 630	12	56
600	CS160AD	DESTRA	595 x 520 x 620	530 x 430 x 530	30	55
600 alto	CS716AD	DESTRA	595 x 520 x 720	530 x 430 x 630	30	58
600	CS160AS	SINISTRA	595 x 520 x 620	530 x 430 x 530	30	55
600 alto	CS716AS	SINISTRA	595 x 520 x 720	530 x 430 x 630	30	58
600	CS160AC	CASSETTONE	595 x 520 x 620	530 x 430 x 530	15	55
600 alto	CS716AC	CASSETTONE	595 x 520 x 720	530 x 430 x 630	15	58
1000	CS100AB	2 PORTE	990 x 520 x 620	450 + 450 x 430 x 530	18 + 18	104
1000 alto	CS710AB	2 PORTE	990 x 520 x 720	450 + 450 x 430 x 630	18 + 18	110
1000	CS100CAB	CASSETTONE	990 x 520 x 620	450 + 450 x 430 x 530	9 + 9	104
1000 alto	CS710CAB	CASSETTONE	990 x 520 x 720	450 + 450 x 430 x 630	9 + 9	110
1100	CS110AB	2 PORTE	1090 x 520 x 620	490 + 490 x 430 x 530	24 + 24	104
1100 alto	CS711AB	2 PORTE	1090 x 520 x 720	490 + 490 x 430 x 630	24 + 24	114
1100	CS110CAB	CASSETTONE	1090 x 520 x 620	490 + 490 x 430 x 530	12 + 12	104
1100 alto	CS711CAB	CASSETTONE	1090 x 520 x 720	490 + 490 x 430 x 630	12 + 12	114

Accessori

Gli armadi di sicurezza COMBISTORAGE UNDERBENCH possono essere combinati su zoccoli di diversa lunghezza. (Permette di avere un unico zoccolo per composizione: ACIDI + BASI + INFIAMMABILI).

Dimensioni (L x P x A) mm	Codice Zoccolo
400 x 500 x 80	CSFZ40
500 x 500 x 80	CSFZ50
600 x 500 x 80	CSFZ60

700 x 500 x 80	CSFZ70
800 x 500 x 80	CSFZ80
900 x 500 x 80	CSFZ90
1000 x 500 x 80	CSFZ100
1100 x 500 x 80	CSFZ110
1200 x 500 x 80	CSFZ120
1300 x 500 x 80	CSFZ130
1400 x 500 x 80	CSFZ140
1500 x 500 x 80	CSFZ150
1600 x 500 x 80	CSFZ160
1700 x 500 x 80	CSFZ170
1800 x 500 x 80	CSFZ180

Descrizione	Dimensioni (L x P x A) mm	Codice
Ripiano INOX per BASI da 400	325 x 420 x 30	RIPCS140I
Ripiano verniciato per ACIDI 400	325 x 420 x 30	RIPCS140V
Ripiano INOX per BASI da 500	452 x 420 x 30	RIPCS150I
Ripiano verniciato per ACIDI 500	452 x 420 x 30	RIPCS150V
Ripiano INOX per BASI da 600	525 x 420 x 30	RIPCS160I
Ripiano verniciato per ACIDI 600	525 x 420 x 30	RIPCS160V
Ripiano INOX per BASI da 1000	385 x 420 x 30	RIPCS100I
Ripiano verniciato per ACIDI 1000	385 x 420 x 30	RIPCS100V
Ripiano INOX per BASI da 1100	485 x 420 x 30	RIPCS110I
Ripiano verniciato per ACIDI 1100	485 x 420 x 30	RIPCS110V