



LKexv 3600



Descrizione

I frigoriferi da laboratorio con raffreddamento ventilato e vano interno antideflagrante sono concepiti appositamente per la conservazione di sostanze esplosive e facilmente infiammabili. I vani interni dei modelli LKexv soddisfano i requisiti di sicurezza della direttiva UE 94/9/CE (ATEX 95).

La peculiarità di queste apparecchiature sono la robustezza e la capacità utile.

La temperatura interna può essere impostata tra +1 °C e +15 °C mediante il termostato integrato nel cruscotto comandi.

Tutti i frigoriferi e congelatori da laboratorio con vano interno antideflagrante sono testati in conformità alla direttiva UE 94/9/CE (ATEX 95).

Classificate come II 3G Ex nA II T6, queste apparecchiature sono adatte a conservare sostanze esplosive e altamente infiammabili in contenitori chiusi.

Il vano interno in plastica senza giunzioni è molto pratico e facile da pulire. Le alette di appoggio impediscono il ribaltamento delle griglie e permettono allo stesso tempo di regolare l'altezza in modo flessibile.

I ripiani di vetro garantiscono il supporto ottimale anche di piccoli oggetti e possono sorreggere pesi fino a 40 kg.

Per ottemperare alla direttiva ATEX 94/9/CE, le apparecchiature da laboratorio con vano interno antideflagrante sono prive dello scarico condensa.

L'acqua generata dallo sbrinamento automatico viene raccolta in una bacinella da svuotare periodicamente a cura dell'operatore.

La serratura integrata è molto robusta e protegge dall'accesso indesiderato.

Per adattarsi alle diverse esigenze di spazio, l'incernieratura della porta è reversibile su tutti i modelli LKexv.

Dati Tecnici

| | LKexv 3600 |
|--|----------------------------|
| Volume lordo / utile (Lt) : | 333 / 307 |
| Dimensioni Esterne (L x P x A) mm : | 600 x 610 x 1640 |
| Dimensioni Interne (L x P x A) mm : | 470 x 440 x 1452 |
| Consumo energetico 24h (Kw/h): | 0.947 |
| Sistema Raffreddamento: | ventilato |
| Sbrinamento: | automatico |
| Intervallo di Temperatura: | +1°C - +15°C |
| Materiale esterno: | resine epossidiche bianche |
| Materiale porta / colore: | acciaio color bianco |
| Materiale vano Interno: | Plastica PS termoformata |
| Tipo di comando | meccanico |
| Peso lordo / netto (Kg) : | 64 / 59 |
| Classe Climatica: | SN-T |
| Rumorosità: | 43 dB (A) |
| Gas Refrigerante: | R 600a |
| Alimentazione: | 220-240 V - / 1.5 A |

Griglie

| | N° | Portata Kg | Dimensioni mm | Materiale |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|------------------|
| LKexv 3600 | 5 | 40 | 470 / 425 | vetro |

Accessori

| Descrizione | Codice |
|----------------------------------|---------|
| Ripiano in vetro | 9293615 |
| Serrature aggiuntive (fino a 10) | - |
| Kit piedini di posizionamento | 9590233 |
| Piano d'appoggio con ruote | 9086323 |