



Lavavetrerie Serie GW1160



Descrizione

- Lavaggio fino a 85°C - Disinfezione termica
- Programmazione elettronica: 7 programmi preimpostati
- Controllo elettronico a microprocessore
- Asciugatura termodinamica attiva
- Dosatore detergente alcalino in polvere a sportello
- Vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 304
- Rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- Due livelli di lavaggio indipendenti, il secondo su guide telescopiche
- Addolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
- Collegamenti acqua fredda ed acqua demineralizzata
- Blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore
- Connessione elettrica 3P+N 400V 50Hz 7kW max
- Versione monofase 1P+N 230V 50Hz 2,8kW max
- Senza carrelli

Dati Tecnici e Codice Prodotto

Modelli	Dimensioni Esterne (L x P x A) mm	Dimensioni Interne (L x P x A) mm	Pompa Aggiuntiva
GW1160	600x605x850	520x515x545	no
GW1160 C	600x605x850	520x515x545	si