



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Lavavetriere Serie GW1160





SCHEDA TECNICA



OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

| CARATTERISTICHE TECNICHE GW1160 | |
|---|---|
| Tutte le versioni | |
| Controllo elettronico | Microprocessore |
| Programmi standard memorizzati | 15 |
| Programmi liberamente modificabili | 6 |
| Display a segmenti con led di comunicazione | si |
| Orologio e datario | si |
| Fasi riprogrammabili | 8 |
| Parametri fase | tipo acqua, quantità detergenti, temperatura obiettivo, tempo estensione in minuti, temperatura |
| Temperatura interno vasca | da ambiente a 95° C |
| Precisione | 0,1°C |
| Sensori di temperatura in vasca | PT 1000 CLASSE B IEC 60751 |
| Display | 2 cifre |
| Sistema dosaggio detergenti | 1 dosatore polvere e 2 pompe per liquidi max |
| Sensore di livello detergente | opzionale |
| Dosatore detergente in polvere | si |
| Pompa per il dosaggio di liquido neutralizzante acido | si |
| Pompa per il dosaggio di detergente liquido alcalino | opzionale |
| Serratura di sicurezza | si, con sblocco elettromagnetico e apertura automatica |
| Sicurezze | termostati di sicurezza, bloccoporta |
| Indicazioni d'allarme | 30 |
| Menù ricerca guasti | si, tramite connessione a PC |
| Modifica programmi | si, sui 6 programmi liberi |
| FUNZIONI AUSILIARIE | |
| Tracciabilità | memorizzazione dei dati degli ultimi 100 programmi eseguiti |
| Porta seriale RS232 per collegamento PC | si |
| Porta seriale RS232 per stampante | si |
| Archiviazione cicli | si formato TRACELOG/Excel |
| Download archivio cicli | si formato TRACELOG |
| ALIMENTAZIONE IDRICA (PRESSIONE 1,5-5 BAR) | |
| Alimentazione acqua rete fredda | si, durezza max 42° F |
| Alimentazione acqua demineralizzata | si, < 20 µS/cm |
| Pompa booster per acqua demineralizzata | opzionale |
| Addolcitore incorporato | si |
| Pompa ricircolo | 400 l/min |
| RISCALDAMENTO ACQUA | |
| Elettrico | 6,3 kW su versione trifase 2,3 kW versione monofase |
| CONDENSATORE DI VAPORE | opzionale |
| DIMENSIONI LxPxH mm | |
| Esterna (con top da incasso) | 600x605x850 (830) |
| Interna | 520x515x545 |
| Peso netto (Kg) | 74 |
| ACCIAIO INOX | |
| Vasca lavaggio | AISI 316L |
| Rivestimento esterno | AISI 304 |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | |
| Tensione/potenza max | 1/N/PE 230V ~ 50Hz 2,8 kW 3/N/PE 400V ~ 50 Hz 7,0 kW |
| RUMOROSITÀ | max 50 dB |