



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Lavavetriere Serie GW4060





tecno-lab s.r.l.

Via L.Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



SCHEDA TECNICA



OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

CARATTERISTICHE TECNICHE GW4060	Tutte le versioni
Controllo elettronico	Microprocessore
Programmi standard memorizzati	15
Programmi liberamente modificabili	6
Display a segmenti con led di comunicazione	si
Orologio e datario	si
Fasi riprogrammabili	8
Parametri fase	tipo acqua, quantità detersivi, temperatura obiettivo, tempo estensione in minuti, temperatura e duratura asciugatura
Temperatura interno vasca	da ambiente a 95°C
Precisione	0,1°C
Sensori di temperatura in vasca	PT100 CLASSE B IEC 60751
Display	4 cifre
Sistema dosaggio detersivi	1 dosatore polvere e 3 pompe per liquidi max
Sensore di livello detersivo	opzionale
Dosatore detersivo in polvere	si
Pompa per il dosaggio di liquido neutralizzante acido	si
Pompa per il dosaggio di detersivo liquido alcalino	opzionale
Serratura di sicurezza	si con sblocco elettromagnetico e apertura automatica
Sicurezze	termostati di sicurezza e blocco porta
Indicazioni d'allarme	30
Menù ricerca guasti	si, tramite connessione a PC
Modifica programmi	si, sui 2 programmi liberi
FUNZIONI AUSILIARIE	
Tracciabilità	memorizzazione dei dati degli ultimi 100 programmi eseguiti
Porta seriale RS232 per collegamento pc	si
Porta seriale RS232 stampante	si
Archiviazione cicli	si, formato TRACELOG/Excel
Download archivio cicli	si, formato TRACELOG
SISTEMA DI ASCIUGATURA	
Ventola di asciugatura	si
Resistenza asciugatura	0,8 kW
Pre-filtro classe c 98%	si
Filtro hepa classe s 99,999%	opzionale
ALIMENTAZIONE IDRICA (PRESSIONE 1,5-5 BAR)	
Alimentazione acqua rete fredda	si
Alimentazione acqua demineralizzata	si, <20µS/cm
Pompa booster per acqua demineralizzata	optional
Addolcitore incorporato	si
Pompa ricircolo	400l/min
RISCALDAMENTO ACQUA	
Elettrico	6,3kW max
CONDENSATORE DI VAPORE	opzionale
DIMENSIONI LXPXH MM	
Esterna con top da incasso	600x650x850 (830)
Interna	520x515x545
Peso netto (kg)	77
ACCIAIO	
Vasca lavaggio	AISI 316l
Rivestimento esterno	AISI 304
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Tensione/potenza max	1/N/PE 230V - 50Hz 2,8 kW 3/N/PE 400V - 50 Hz 7,0 kW
RUMOROSITÀ	max 50 dB