



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## Lavavetriere Serie GW4190





## SCHEDA TECNICA



OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE GW4060</b>	Tutte le versioni
Controllo elettronico	Microprocessore
Programmi standard memorizzati	15
Programmi liberamente modificabili	6
Display a segmenti con led di comunicazione	si
Orologio e datario	si
Fasi riprogrammabili	8
Parametri fase	tipo acqua, quantità detergenti, temperatura obiettivo, tempo estensione in minuti, temperatura e durata asciugatura da ambiente a 95°C
Temperatura interno vasca	
Precisione	0,1°C
Sensori di temperatura in vasca	PT100 CLASSE B IEC 60751
Display	4 cifre
Sistema dosaggio detergenti	1 dosatore polvere e 3 pompe per liquidi max
Sensore di livello detergente	opzionale
Dosatore detersivo in polvere	si
Pompa per il dosaggio di liquido neutralizzante acido	si
Pompa per il dosaggio di detergente liquido alcalino	opzionale
Serratura di sicurezza	si con sblocco elettromagnetico e apertura automatica
Sicurezze	termostati di sicurezza e blocco porta
Indicazioni d'allarme	30
Menù ricerca guasti	si, tramite connessione a PC
Modifica programmi	si, sui 2 programmi liberi
<b>FUNZIONI AUSILIARIE</b>	
Tracciabilità	memorizzazione dei dati degli ultimi 100 programmi eseguiti
Porta seriale RS232 per collegamento pc	si
Porta seriale RS232 stampante	si
Archiviazione cicli	si, formato TRACELOG/Excel
Download archivio cicli	si, formato TRACELOG
<b>SISTEMA DI ASCIUGATURA</b>	
Ventola di asciugatura	si
Resistenza asciugatura	0,8 kW
Pre-filtro classe c 98%	si
Filtro hepa classe s 99,999%	opzionale
<b>ALIMENTAZIONE IDRICA (PRESSIONE 1,5-5 BAR)</b>	
Alimentazione acqua rete fredda	si
Alimentazione acqua demineralizzata	si, <20µS/cm
Pompa booster per acqua demineralizzata	opzionale
Addolcitore incorporato	si
Pompa ricircolo	400l/min
<b>RISCALDAMENTO ACQUA</b>	
Elettrico	6,3kW max
<b>CONDENSATORE DI VAPORE</b>	opzionale
<b>DIMENSIONI LXPXH MM</b>	
Esterna con top da incasso	900x600x850 (830)
Interna	520x515x545
Peso netto (kg)	77
<b>ACCIAIO</b>	
Vasca lavaggio	AISI 316l
Rivestimento esterno	AISI 304
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Tensione/potenza max	1/N/PE 230V - 50Hz 2,8 kW 3/N/PE 400V - 50 Hz 7,0 kW
<b>RUMOROSITÀ</b>	max 50 dB