



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it  
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174  
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## Lavavetriere Serie GW6090





## SCHEDA TECNICA



### CARATTERISTICHE TECNICHE GW6090

Controllo elettronico	3 microprocessori +1 (scheda di comunicazione opzionale)
Programmi standard memorizzati	20
Programmi impostabili	10 (espandibili fino a 50)
Display grafico LCD retroilluminato	128 x 64 pixel
Orologio e datario	si
Fasi riprogrammabili	10
Parametri fase	tipo acqua, quantità detergenti, temperatura obiettivo, tempo estensione in minuti, temperatura e durata asciugatura
Temperatura interno vasca	da ambiente a 95° C
Precisione	0,1°C
Sensori di temperatura in vasca	1 PT 1000 CLASSE B IEC 60751
Pompe dosatrici	2
Sensore di livello detergenti	opzionale
Serratura di sicurezza	si, con sblocco elettromagnetico
Sicurezza	termostati di sicurezza, bloccoporta
Indicazioni d'allarme	80
Menù ricerca guasti	si
Password	4 livelli
Lingue	italiano, inglese, francese, tedesco, russo ed altre lingue a richiesta
<b>FUNZIONI AUSILIARIE</b>	
Condotto per introduzione sonde esterne	opzionale
Tracciabilità	memorizzazione dei dati degli ultimi 100 programmi eseguiti
Comando per elettrovalvola di separazione dello scarico	opzionale
Porta seriale RS232 per collegamento PC	si
Porta seriale RS232 per stampante	si
Controllo qualità acqua (conducibilità)	opzionale
Archiviazione cicli	si, formato WD-TRACE®/Excel
Download archivio cicli	si, formato WD-TRACE®
<b>SISTEMA DI ASCIUGATURA</b>	
Doppia ventola asciugatura	si
Resistenza di asciugatura	4 kW
Prefiltro classe C 98%	si
Filtro HEPA classe S 99,999%	opzionale
<b>ALIMENTAZIONE IDRICA (PRESSIONE 1,5-5 BAR)</b>	
Alimentazione acqua rete fredda	si, durezza max 42° F
Alimentazione acqua demineralizzata	si, <20µS/cm
Pompa booster per acqua demineralizzata	opzionale
Addolcitore incorporato	opzionale
Pompa ricircolo	2 pompe da 400 l/min
<b>RISCALDAMENTO ACQUA</b>	
Elettrico	17,7 kW max
Preriscaldamento acqua tramite boiler	si
<b>DIMENSIONI LxPxH mm</b>	
Esterna	2035x801x902 (modelli con asciugatura) e 1835x801x902 (modelli senza asciugatura)
Interna	670x650x635
Peso netto (Kg)	282
<b>ACCIAIO INOX</b>	
Vasca lavaggio	AISI 316L
Rivestimento esterno	AISI 304
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Tensione/potenza max	3/N/PE 400V - 50Hz 18,5 kW
RUMOROSITÀ	max 50 dB