



Standard Certificati per Densità Quality Range



Descrizione

Standard certificati usati per la misura della densità per tecniche vibrazionali o tecniche idrometriche di base.

Benefici:

- .Ampia gamma (0.6407 - 1.0337 g/ml).
- .Nessun metallo pesante tossico utilizzato in qualsiasi formulazione.
- .Può essere utilizzato con qualsiasi marca o tipo di strumento di misura della densità.
- .Flacone di alta qualità in vetro di ambra.
- .Standard personalizzabili.
- .Facili e immediati da usare.

Benefici tecnici:

- .Prodotti di alta precisione.
- .I risultati delle prove sono accreditati alla norma ISO 17025. L'incertezza di misura è di $\pm 0,16\%$.
- .Tutti i prodotti sono testati in conformità con le linee guida ASTM D4052 - 09.
- .Consistenza del prodotto: indipendente, tracciabile, certificato.
- .I certificati sono disponibili online.

Il range del prodotto include:

- . 0.6960 - 1.0337 g/ml a 15 °C
- . 0.6619 - 1.0301 g/ml a 20 °C
- . 0.6878 - 1.0265 g/ml a 25 °C
- . 0.6752 - 1.0152 g/ml a 40 °C
- . 0.6668 - 1.0073 g/ml a 50 °C
- . 0.6582 - 0.9990 g/ml a 60 °C
- . 0.6407 - 1.0302 g/ml a 80 °C

La densità di ogni standard è verificata usando un densimetro calibrato.

Dati Tecnici

Density Standards @ 15 °C:

Descrizione	Confezione	Codice
Standard di densità 0.6960 g/ml a 15 °C	100 ml	DEN15010
Standard di densità 0.7073 g/ml a 15 °C	100 ml	DEN15020
Standard di densità 0.7184 g/ml a 15 °C	100 ml	DEN15030
Standard di densità 0.7298 g/ml a 15 °C	100 ml	DEN15040
Standard di densità 0.7411 g/ml a 15 °C	100 ml	DEN15050
Standard di densità 0.7524 g/ml a 15 °C	100 ml	DEN15060
Standard di densità 0.7721 g/ml a 15 °C	100 ml	DEN15070
Standard di densità 0.7933 g/ml a 15 °C	100 ml	DEN15080
Standard di densità 0.8168 g/ml a 15 °C	100 ml	DEN15090
Standard di densità 0.8428 g/ml a 15 °C	100 ml	DEN15100
Standard di densità 0.8715 g/ml a 15 °C	100 ml	DEN15110
Standard di densità 0.9135 g/ml a 15 °C	100 ml	DEN15120
Standard di densità 0.9514 g/ml a 15 °C	100 ml	DEN15130
Standard di densità 1.0040 g/ml a 15 °C	100 ml	DEN15140
Standard di densità 1.0337 g/ml a 15 °C	100 ml	DEN15150

Density Standards @ 20 °C:

Descrizione	Confezione	Codice
Standard di densità 0.6919 g/ml a 20 °C	100 ml	DEN20010
Standard di densità 0.7033 g/ml a 20 °C	100 ml	DEN20020
Standard di densità 0.7148 g/ml a 20 °C	100 ml	DEN20030
Standard di densità 0.7261 g/ml a 20 °C	100 ml	DEN20040
Standard di densità 0.7374 g/ml a 20 °C	100 ml	DEN20050
Standard di densità 0.7488 g/ml a 20 °C	100 ml	DEN20060
Standard di densità 0.7683 g/ml a 20 °C	100 ml	DEN20070
Standard di densità 0.7893 g/ml a 20 °C	100 ml	DEN20080
Standard di densità 0.8126 g/ml a 20 °C	100 ml	DEN20090
Standard di densità 0.8384 g/ml a 20 °C	100 ml	DEN20100
Standard di densità 0.8668 g/ml a 20 °C	100 ml	DEN20110
Standard di densità 0.9098 g/ml a 20 °C	100 ml	DEN20120
Standard di densità 0.9476 g/ml a 20 °C	100 ml	DEN20130
Standard di densità 1.0005 g/ml a 20 °C	100 ml	DEN20140
Standard di densità 1.0301 g/ml a 20 °C	100 ml	DEN20150

Density Standards @ 25 °C:

Descrizione	Confezione	Codice
Standard di densità 0.6878 g/ml a 25 °C	100 ml	DEN25010
Standard di densità 0.6993 g/ml a 25 °C	100 ml	DEN25020
Standard di densità 0.7111 g/ml a 25 °C	100 ml	DEN25030
Standard di densità 0.7223 g/ml a 25 °C	100 ml	DEN25040
Standard di densità 0.7337 g/ml a 25 °C	100 ml	DEN25050
Standard di densità 0.7452 g/ml a 25 °C	100 ml	DEN25060
Standard di densità 0.7645 g/ml a 25°C	100 ml	DEN25070
Standard di densità 0.7853 g/ml a 25 °C	100 ml	DEN25080
Standard di densità 0.8084 g/ml a 25 °C	100 ml	DEN25090
Standard di densità 0.8340 g/ml a 25 °C	100 ml	DEN25100
Standard di densità 0.8622 g/ml a 25 °C	100 ml	DEN25110
Standard di densità 0.9060 g/ml a 25 °C	100 ml	DEN25120
Standard di densità 0.9438 g/ml a 25 °C	100 ml	DEN25130
Standard di densità 0.9969 g/ml a 25 °C	100 ml	DEN25140
Standard di densità 1.0265 g/ml a 25 °C	100 ml	DEN25150

Density Standards @ 40 °C:

Descrizione	Confezione	Codice
Standard di densità 0.6752 g/ml a 40 °C	100 ml	DEN40010
Standard di densità 0.6872 g/ml a 40 °C	100 ml	DEN40020
Standard di densità 0.6997 g/ml a 40 °C	100 ml	DEN40030
Standard di densità 0.7109 g/ml a 40 °C	100 ml	DEN40040
Standard di densità 0.7226 g/ml a 40 °C	100 ml	DEN40050
Standard di densità 0.7343 g/ml a 40 °C	100 ml	DEN40060
Standard di densità 0.7531 g/ml a 40 °C	100 ml	DEN40070
Standard di densità 0.7733 g/ml a 40 °C	100 ml	DEN40080
Standard di densità 0.7958 g/ml a 40 °C	100 ml	DEN40090
Standard di densità 0.8207 g/ml a 40 °C	100 ml	DEN40100
Standard di densità 0.8482 g/ml a 40 °C	100 ml	DEN40110
Standard di densità 0.8945 g/ml a 40 °C	100 ml	DEN40120
Standard di densità 0.9323 g/ml a 40 °C	100 ml	DEN40130
Standard di densità 0.9857 g/ml a 40 °C	100 ml	DEN40140
Standard di densità 1.0152 g/ml a 40 °C	100 ml	DEN40150

Density Standards @ 50 °C:

Descrizione	Confezione	Codice
Standard di densità 0.6668 g/ml a 50 °C	100 ml	DEN50010
Standard di densità 0.6791 g/ml a 50 °C	100 ml	DEN50020
Standard di densità 0.6917 g/ml a 50 °C	100 ml	DEN50030
Standard di densità 0.7033 g/ml a 50 °C	100 ml	DEN50040
Standard di densità 0.7151 g/ml a 50 °C	100 ml	DEN50050
Standard di densità 0.7269 g/ml a 50 °C	100 ml	DEN50060
Standard di densità 0.7454 g/ml a 50 °C	100 ml	DEN50070
Standard di densità 0.7653 g/ml a 50 °C	100 ml	DEN50080
Standard di densità 0.7873 g/ml a 50 °C	100 ml	DEN50090
Standard di densità 0.8118 g/ml a 50 °C	100 ml	DEN50100
Standard di densità 0.8387 g/ml a 50 °C	100 ml	DEN50110
Standard di densità 0.8868 g/ml a 50 °C	100 ml	DEN50120
Standard di densità 0.9245 g/ml a 50 °C	100 ml	DEN50130
Standard di densità 0.9777 g/ml a 50 °C	100 ml	DEN50140
Standard di densità 1.0073 g/ml a 50 °C	100 ml	DEN50150

Density Standards @ 60 °C:

Descrizione	Confezione	Codice
Standard di densità 0.6582 g/ml a 60 °C	100 ml	DEN60010
Standard di densità 0.6708 g/ml a 60 °C	100 ml	DEN60020
Standard di densità 0.6835 g/ml a 60 °C	100 ml	DEN60030
Standard di densità 0.6955 g/ml a 60 °C	100 ml	DEN60040
Standard di densità 0.7076 g/ml a 60 °C	100 ml	DEN60050
Standard di densità 0.7196 g/ml a 60 °C	100 ml	DEN60060
Standard di densità 0.7376 g/ml a 60 °C	100 ml	DEN60070
Standard di densità 0.7572 g/ml a 60 °C	100 ml	DEN60080
Standard di densità 0.7788 g/ml a 60 °C	100 ml	DEN60090
Standard di densità 0.8027 g/ml a 60 °C	100 ml	DEN60100
Standard di densità 0.8292 g/ml a 60 °C	100 ml	DEN60110
Standard di densità 0.8790 g/ml a 60 °C	100 ml	DEN60120
Standard di densità 0.9166 g/ml a 60 °C	100 ml	DEN60130
Standard di densità 0.9695 g/ml a 60 °C	100 ml	DEN60140
Standard di densità 0.9990 g/ml a 60 °C	100 ml	DEN60150

Density Standards @ 80 °C:

Descrizione	Confezione	Codice
Standard di densità 0.6407 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80010
Standard di densità 0.6538 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80020
Standard di densità 0.6661 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80030
Standard di densità 0.6798 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80040
Standard di densità 0.6923 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80050
Standard di densità 0.7047 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80060
Standard di densità 0.7220 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80070
Standard di densità 0.7407 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80080
Standard di densità 0.7614 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80090
Standard di densità 0.7844 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80100
Standard di densità 0.8098 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80110
Standard di densità 0.8629 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80120
Standard di densità 0.9006 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80130
Standard di densità 0.9520 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80140
Standard di densità 0.9815 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80150
Standard di densità 1.0302 g/ml a 80 °C	100 ml	DEN80160