



Standard Certificati per Osmolalità



Descrizione

Standard Certificati usati per calibrare tutti i tipi di Osmometri.

Benefici:

- . Shelf life estesa.
- . Può essere utilizzato con qualsiasi marca di Osmometri.
- . Ampia gamma 50-3000 mOsm/Kg H₂O.
- . Presentato in convenienti fiale.
- . Pronto all'uso.

Benefici Tecnici:

- . I risultati di tutti i test sono accreditati secondo la norma ISO17025.
- . Bassa incertezza di misura.
- . Prodotti in conformità con le guide dell'Europa e degli Stati Uniti (Farmacopea).
- . Consistenza del prodotto: indipendente, tracciabile, certificato.
- . I certificati sono disponibili online.

L'Osmolalità di ogni standard è verificata usando un osmometro calibrato.

Dati Tecnici

Descrizione (20°C)	Confezione	Codice
50 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-OSM-50
100 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-OSM-100
200 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-OSM-200
290 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-OSM-290
300 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-OSM-300
400 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-OSM-400
500 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-OSM-500
850 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-OSM-850
900 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-OSM-900
1000 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-OSM-1000
1500 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-OSM-1500
2000 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-OSM-2000
3000 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-OSM-3000
A base di Proteine 240 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-POSM-240
A base di Proteine 280 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-POSM-280
A base di Proteine 320 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-POSM-320
A base di Urine 300 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-ROSM-300
A base di Urine 800 mOsm/Kg H2O	12 x 5 ml	RE-ROSM-800