



Standard Certificati per Viscosità



Descrizione

Questi prodotti possono essere utilizzati per la calibrazione, il controllo, la verifica, la qualificazione e convalida di un metodo di misura di viscosità sia cinematiche che dinamiche (sia manuale che automatico).

Tutti i prodotti sono riconducibili alla scala di temperatura ITS-90 e al valore standard primario universalmente accettato della viscosità dell'acqua a 20 °C, definita come 1,0034 mm²/s (cSt) dalla norma ISO3666.

Benefici:

- .Prodotti e certificati secondo la norma ASTM D2162.
- .Ogni standard è certificato per la viscosità cinematica (mm²/s, cSt), la viscosità dinamica (cP) e la densità (g/ml) in un intervallo di temperature.
- .Conservabilità prolungata.
- .Confezionamento sicuro.
- .I certificati sono disponibili online.
- .Prodotto di alta qualità, oli base stabili e additivi.
- .Tutti gli standard osservano il comportamento di un fluido newtoniano.

Dati Tecnici

Standards di Viscosità espressi in cSt:

20 °C	25 °C	37.78 °C	40 °C	50 °C	Codice
0.47	0.45	0.41	0.40		REVIS-N.4
0.74	0.70	0.61	0.60		REVIS-N.8
1.3	1.2	1.0	0.97	0.87	REVIS-N.1.0
2.9	2.6	2.1	2.0	1.7	REVIS-N2
4.4	3.9	3.0	2.9	2.4	REVIS-S3
6.7	5.8	4.2	4.0	3.2	REVIS-N4
10	8.7	6.0	5.7	4.4	REVIS-S6
14	12	8.0	7.5	5.8	REVIS-N7.5
20	16	11	10	7.5	REVIS-N10
30	24	15	14	10	REVIS-N14
43	34	20	18	13	REVIS-S20
59	47	27	25	18	REVIS-N26
88	66	35	32	21	REVIS-N35
110	87	48	44	30	REVIS-N44
160	120	60	54	35	REVIS-S60
210	160	83	75	50	REVIS-N75
320	230	110	98	61	REVIS-N100
400	300	160	140	90	REVIS-N140
550	400	200	180	110	REVIS-S200
790	580	280	250	160	REVIS-N250
980	710	340	310	190	REVIS-N350
1400	1000	470	410	250	REVIS-N415
1800	1300	590	520	310	REVIS-S600
2600	1800	850	750	450	REVIS-N750
3300	2300	1100	940	560	REVIS-N1000
4900	3500	1600	1400	830	REVIS-N1400
8400	5300	1900	1600	810	REVIS-S2000
7900	5800	2800	2500	1500	REVIS-N2500
19000	12000	4000	3400	1700	REVIS-N4000
28000	17000	6000	5100	2500	REVIS-N5100
41000	25000	8000	6700	3200	REVIS-S8000
58000	36000		10000	4900	REVIS-N10200
77000	47000		13000	6100	REVIS-N15000
100000	64000		18000	8500	REVIS-N18000
	79000	28000	23000	11000	REVIS-S30000