



Agitatore Magnetico MST Digital



Descrizione

L'agitatore magnetico **MST Digital** con struttura in tecnopolimero, è un piccolo agitatore, semplice ed efficace.

Grazie alla superficie bianca, **MST Digital** facilita parecchio il rilevamento del cambiamento di colore, è quindi particolarmente adatto per microtitolazioni ed estremamente utile laddove serva uno strumento affidabile e di dimensioni ridotte.

Anche dopo diversi giorni di impiego continuo l'agitatore si mantiene freddo, risultando ideale per l'analisi BOD e test che richiedono il mantenimento di una temperatura stabile.. Questa caratteristica lo rende particolarmente apprezzabile in chimica, microbiologia e biochimica.

L'agitatore magnetico **MST Digital** ha un Display digitale luminoso per un monitoraggio accurato della velocità, un Timer di bordo per operazioni non presidiate, la possibilità di inversione automatica per garantire una migliore miscelazione, controllata a tempo. Eccellente controllo della velocità, anche a basse velocità.

Regolazione della velocità **fino a 1500 giri/min**

Accetta fiasche fino a 5 litri.

MST Digital è la soluzione digitale per ogni laboratorio, dotato di un luminoso display digitale per impostare la velocità di agitazione. Ruotare la manopola e regolare la velocità di agitazione da 80 fino a 1500 rpm ad intervalli di 10 rpm.

Lo SpeedServo assicura un contatore di velocità costante che reagisce ai cambiamenti di viscosità.

Il nuovissimo **MST Digital** introduce un timer che può essere programmato per l'agitazione continua, conto alla rovescia e operazioni non presidiate.

Dati Tecnici

Struttura	Tecnopolimero
Potenza	0.6 W
Peso	0.6 Kg
Dimensioni (L x H x P)	120x50x140 mm
PRESTAZIONI	
Regolazione elettronica dei giri	fino a 1500 rpm
Capacità di agitazione H ₂ O	fino a 5 litri
Controllo della velocità	Ottimo controllo della velocità anche a basso numero di giri
Intervallo di velocità	Incrementi di 10 giri / min
Reazione del contatore	Velocità costante
Timer	da 1 a 900 minuti; modalità continua
Inversione automatica	da 5 a 900 secondi
Sistema di agitazione	Magnete di azionamento ad alta potenza azionato da un motore brushless per il funzionamento continuo

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
MST Digital	100-240 V / 50-60 Hz	F203A0450