



## Agitatore Magnetico Multiposizione MULTISTIRRER



### Descrizione

MULTISTIRRER 6 è un agitatore magnetico a 6 posti per becher con diametro massimo di 85 mm, mentre MULTISTIRRER 15 è in grado di agitare fino a 15 becher con diametro massimo di 64 mm. I MULTISTIRRER rimangono freddi anche dopo diversi giorni di funzionamento, caratteristica molto apprezzata in microbiologia e biochimica. E' possibile termostatare i campioni abbinando MULTISTIRRER ad un bagno a ricircolo d'acqua.

Regolazione elettronica della velocità: da 50 a 850 giri/min

Volume di agitazione (H<sub>2</sub>O):

MULTISTIRRER 6, fino a 6 becher da 400 ml l'uno

MULTISTIRRER 15, fino a 15 becher da 250 ml l'uno

### Dati Tecnici

|                                         |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struttura                               | metallica con verniciatura epossidica                                                                |
| Modelli                                 | <b>MULTISTIRRER 6</b> 6 posizioni di agitazione<br><b>MULTISTIRRER 15</b> 15 posizioni di agitazione |
| Capacità di agitazione H <sub>2</sub> O | <b>MULTISTIRRER 6</b> 6 becher, 400 ml<br><b>MULTISTIRRER 15</b> 15 becher a forma alta, 250 ml      |

|                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Distanza posizioni di agitazione: | <b>MULTISTIRRER 6</b> 100 mm<br><b>MULTISTIRRER 15</b> 74 mm                    |
| Potenza                           | <b>MULTISTIRRER 6</b> 3.6 W<br><b>MULTISTIRRER 15</b> 9 W                       |
| Peso                              | <b>MULTISTIRRER 6</b> 1.75 Kg<br><b>MULTISTIRRER 15</b> 2.1 K                   |
| Dimensioni ( L x H x P )          | <b>MULTISTIRRER 6</b> 230x51.5x370 mm<br><b>MULTISTIRRER 15</b> 230x51.5x370 mm |
|                                   |                                                                                 |
| <b>PRESTAZIONI</b>                |                                                                                 |
| Regolazione eletttronica dei giri | da 50 a 850 rpm                                                                 |
| Controllo velocità:               | ottimo controllo della velocità anche a basso numero di giri                    |
| Sistema di agitazione             | magnete trascinatore di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo     |

Codice Prodotto

|                 |                      |           |
|-----------------|----------------------|-----------|
| Descrizione     | Alimentazione        | Codice    |
| MULTISTIRRER 6  | 100-240 V / 50-60 Hz | F203A0177 |
| MULTISTIRRER 15 | 100-240 V / 50-60 Hz | F203A0178 |
| Descrizione     | Alimentazione        | Codice    |
| MULTISTIRRER 6  | 100-240 V / 50-60 Hz | F203A0177 |

Accessori



A00001055  
Vaschetta per termostatazione  
dei campioni,  
280x180x410 mm (LxHxP)