



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it  
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it  
**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**  
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174  
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## Bagno Per Estrattori Vasche Indipendenti



### Descrizione

Il bagnomaria per estrattori a vasche indipendenti è adatto a tutte le applicazioni di estrazione di tipo Soxhlet.

Composta da una solida struttura esterna in acciaio, ed una vasca interna in acciaio INOX AISI 304 stampata arrotondata per facilitarne la pulizia.

L'isolamento termico è reso possibile da una doppia parete coibentata; temperatura regolata attraverso un termoregolatore e il livello di acqua nelle vasche è tenuto costante da un dispositivo apposito.

Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.

Classe 0 DIN 12880

## Dati Tecnici

|   |   |
|---|---|
| Modelli   | M402-VI (2 pos)<br>M404-VI (4 pos)<br>M406-VI (6 pos)   |
| Range di temperatura:                                     | Campo di lavoro da +5°C<br>sopra ambiente a + 120°C.  |
| Volume nominale:  | 1.4 x 2 (Vasca 2 pos)<br>1.4 x 4 (Vasca 4 pos)<br>1.4 x 6 (Vasca 6 pos)                       |
| Potenza:  | 600 W (Vasca 2 pos)<br>1200 W (Vasca 4 pos)<br>1800 W (Vasca 6 pos)                           |
| <b>VASCHE</b>   |   |
| Struttura   | acciaio INOX  |
| Temperatura Max:  | 99.9°C  |
| Dimensioni esterne ( L x H x P )                          | 450x235x275 mm (Vasca 2 pos)<br>780x235x275 mm (Vasca 4 pos)<br>1110x235x275 mm (Vasca 6 pos) |
| Peso  | 8 kg (Vasca 2 pos)<br>12 kg (Vasca 4 pos)<br>15 kg (Vasca 6 pos)                              |
| Dimensioni interne<br>( Profondità x Altezza x Diametro ) | 150x100x105 mm (Vasca 2 pos)<br>150x100x105 mm (Vasca 4 pos)<br>150x100x105 mm (Vasca 6 pos)  |

## Codice Prodotto

| Descrizione | Alimentazione | Codice  |
|-------------|---------------|---------|
| M402-VI     | 230 V / 50 Hz | 02.3004 |
| M404-VI     | 230 V / 50 Hz | 02.3005 |
| M406-VI     | 230 V / 50 Hz | 02.3006 |

## Accessori

| Descrizione                                  | Codice  |
|--|---------|
| Termometro a mercurio -10°C / +120°C div 1/1 | 02.3007 |