



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Bagno Per Estrattori Vasche Unite



Descrizione

Il bagnomaria per estrattori a vasche unite è adatto a tutte le applicazioni di estrazione di tipo Soxhlet.

Composta da una solida struttura esterna in acciaio, ed una vasca interna in acciaio INOX AISI 304 stampata arrotondata per facilitarne la pulizia.

L'isolamento termico è reso possibile da una doppia parete coibentata; temperatura regolata attraverso un termoregolatore e il livello di acqua nelle vasche è tenuto costante da un dispositivo apposito.

Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.

Classe 1 DIN 12880

Dati Tecnici

Modelli	M402-VU (2 pos) M404-VU (4 pos) M406-VU (6 pos)
Range di temperatura:	Temperatura ambiente +5° a 120 °C
Volume nominale:	4.5 (Vasca 2 pos) 9.5 (Vasca 4 pos) 14.5 (Vasca 6 pos)
Potenza:	600 W (Vasca 2 pos) 1200 W (Vasca 4 pos) 1800 W (Vasca 6 pos)
VASCHE	
Struttura	acciaio INOX
Temperatura Max:	99.9°C
Dimensioni esterne (L x H x P)	450x235x275 mm (Vasca 2 pos) 780x235x275 mm (Vasca 4 pos) 1110x235x275 mm (Vasca 6 pos)
Peso	8 kg (Vasca 2 pos) 12 kg (Vasca 4 pos) 15 kg (Vasca 6 pos)
Dimensioni interne (L x H x P)	150x105x90 mm (Vasca 2 pos) 150x105x90 mm (Vasca 4 pos) 150x105x90 mm (Vasca 6 pos)

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M402-VU	230 V / 50 Hz	02.3001
M404-VU	230 V / 50 Hz	02.3002
M406-VU	230 V / 50 Hz	02.3003

Accessori

Descrizione	Codice
Termometro a mercurio -10°C / +120°C div 1/1	02.3007