



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Bagno Termostatico ad Olio



Descrizione

Il bagno termostatico utilizzabile ad olio o ad acqua è adatto a tutte le applicazioni termostatiche.

Composta da una solida struttura esterna in acciaio INOX, ed una vasca interna in acciaio INOX stampata arrotondata per facilitarne la pulizia.

L'isolamento termico è reso possibile da una doppia parete coibentata con fibra minerale naturale.

Controllo della temperatura con termoregolatore a espansione di fluido.

Regolazione della temperatura con termostato ad espansione di fluido (serie Bo) campo di lavoro da +50°C a + 300°C precisione $\pm 6^{\circ}\text{C}$.

Precisione display $\pm 1^{\circ}\text{C}$

A richiesta range di temperatura da ambiente a +99°C (ad acqua).

Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.

Classe 1 DIN 12880

Dati Tecnici

Modelli	M405-BO (5 litri) M-413-BO (13 litri)
Range di temperatura:	50° a 300 °C
Precisione di temperatura:	±6°C
Potenza:	1000 W (Vasca 5 litri) 2000 W (Vasca 13 litri)
VASCHE	
Struttura	acciaio INOX
Temperatura Max:	300°C
Dimensioni esterne (L x H x P)	218x320x207 mm (Vasca 5 litri) 360X350X325 mm (Vasca 13 litri)
Peso	5 kg (Vasca 5 litri) 9 kg (Vasca 13 litri)
Dimensioni interne (L x H x P)	190X150X180 mm (Vasca 5 litri) 330X150X298 mm (Vasca 13 litri)

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M405-BO	230 V / 50 Hz	02.2001
M413-BO	230 V / 50 Hz	02.2002

Accessori

Descrizione	Codice
Coperchio in Acciaio Inox con anelli concentrici per Mod M405-BO/BOD	02.2103
Coperchio in Acciaio Inox con anelli concentrici per Mod M413-BO/BOD	02.2104
Fondo intermedio per Mod M405-BO	02.2105
Fondo intermedio per Mod M413-BO	02.2106