



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Bagno Termostatico Basic



Descrizione

Il bagno termostatico Basic è adatto per tutte le applicazioni di termostatazione. Composta da una solida struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido, ed una vasca interna in acciaio INOX stampata arrotondata per facilitarne la pulizia.

L'isolamento termico è reso possibile da una doppia parete coibentata con fibra minerale naturale; per lavorare a temperature inferiori a quella ambiente.

Precisione display $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

Porta provette (optional)

Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.

Classe 1 DIN 12880

Dati Tecnici

Modelli	M408 Basic (8 litri) M418 Basic (17 litri) M428 Basic (26 litri)
Range di temperatura:	Da +5°C sopra ambiente a +99.9 °C
Precisione di temperatura:	±0.5°C a + 37°C
Display:	digitale
Potenza:	500 W (Vasca 8 litri) 800 W (Vasca 17 litri) 1000 W (Vasca 26 litri)
VASCHE	
Struttura	acciaio trattato con vernice epossidica antiacido
Temperatura Max:	99.9°C
Dimensioni esterne (L x H x P)	325x320x178 mm (Vasca 8 litri) 360x320x325 mm (Vasca 17 litri) 535x320x325 mm (Vasca 26 litri)
Peso	6 kg (Vasca 8 litri) 8 kg (Vasca 17 litri) 11 kg (Vasca 26 litri)
Dimensioni interne (L x H x P)	300x150x150 mm (Vasca 8 litri) 330x150x298 mm (Vasca 17 litri) 503x150x298 mm (Vasca 26 litri)

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M408-Basic	230 V / 50 Hz	02.1051
M418-Basic	230 V / 50 Hz	02.1052
M428-Basic	230 V / 50 Hz	02.1053

Accessori

Descrizione	Codice
Coperchio in Acciaio Inox piramidale per Mod M408-Basic	02.1060
Coperchio in Acciaio Inox piramidale per Mod M418-Basic	02.1061
Coperchio in Acciaio Inox piramidale per Mod M428-Basic	02.1062
Coperchio in Acciaio Inox con anelli concentrici per Mod M408-Basic	02.1056
Coperchio in Acciaio Inox con anelli concentrici per Mod M418-Basic	02.1057
Coperchio in Acciaio Inox con anelli concentrici per Mod M428-Basic	02.1058
Software di gestione programmatore a RS 232	05.1000