

BAGNO TERMOSTATICO BASIC

Thermostatic bath Basic



Caratteristiche tecniche

- Bagni termostatici ad alto contenuto tecnologico per tutte le applicazioni di termostatazione.
- Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.
- Isolamento termico con doppia parete.
- Vasca interna in acciaio inox stampata con bordi arrotondati per agevolare la pulizia.
- Coperchio piatto in acciaio inox.
- Controllo della temperatura tramite termoregolatore / programmatore digitale a P.I.D. con funzione Autotuning per garantire una buona stabilità.
- Range di temperatura da + 5°C (sopra ambiente) a + 99,9°C, stabilità interna $\pm 0,5^\circ\text{C}$ a + 37°C.
- Precisione display $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
- Portaprovette (optional).
- Interruttore bipolare con indicatore luminoso.
- Alimentazione 230 V - 50Hz.
- Classe 1, DIN 12880.

Technical specifications

- Professional thermostatic baths ideal for all thermostatic applications.
- Outer body in steel coated in epoxy anti-acid paint.
- Double wall heat insulation.
- Internal chamber in seamless stainless steel with rounded corners for efficient circulation and cleaning.
- Stainless steel lid.
- Digital P.I.D. thermostat / programmer to ensure good stability, Autotuning function.
- Temperature range from + 5°C above room temperature to + 99,9°C accuracy to $\pm 0,5^\circ\text{C}$ to + 37°C.
- Display precision $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
- Test tube racks (optionals).
- Power supply 230 V - 50Hz.
- 1 class, DIN 12880.

Modello / Model Codice / Code Codice CIVAB CIVAB code	M408-Basic 02.1051 BTEMPZMC	M418-Basic 02.1052 BTEMPZ4C	M428-Basic 02.1053 BTEMPZ4A
DIMENSIONI INTERNE INTERNAL DIMENSIONS			
Volume nominale Lt. Nominal volume Lt.	8	17	26
Larghezza mm. Width mm.	300	330	503
Profondità mm. Depth mm.	150	298	298
Altezza mm. Height mm.	150	150	150
DIMENSIONI ESTERNE OVERALL DIMENSIONS			
Larghezza mm. Width mm.	325	360	535
Profondità mm. Depth mm.	175	325	325
Altezza mm. Height mm.	320	320	320
Porta provette inseribili max Max insertable test tube rack	1	2	3
Potenza W Power W	500	800	1000
Alimentazione V Power supply V	230	230	230
Peso Kg. Weight Kg.	6	8	11



- Coperchio in acciaio inox ad anelli concentrici (optionals).
- Stainless steel lid with concentric ring (optionals).



Accessorio / accessory

Accessori a richiesta pag. 28/29- Accessories pag. 28/29



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica