

BAGNO TERMOSTATICO VISCOSIMETRICO

Viscosimetric thermostatic bath



MODELLO MODEL	CODICE CODE
M603-BV (03 posti- holes)	02.1203
M605-BV (05 posti- holes)	02.1205

Modello / Model Codice / Code	M603-BV 02.1203	M605-BV 02.1205
DIMENSIONI INTERNE INTERNAL DIMENSIONS		
Volume nominale Lt. Nominal volume Lt.	14	14
Larghezza mm. Width mm.	260	260
Profondità mm. Depth mm.	175	175
Altezza mm. Height mm.	310	310
DIMENSIONI ESTERNE OVERALL DIMENSIONS		
Larghezza mm. Width mm.	475	475
Profondità mm. Depth mm.	265	265
Altezza mm. Height mm.	560	560
Dimensione oblo mm. Oblo dimension mm.	200 x 265	200 x 265
Controllo della temperatura Temperature control	Display digitale / Digital display	
Posti Post	3	5
Potenza W Power W	1200	1200
Alimentazione V Power supply V	230	230
Peso Kg. Weight Kg.	25	25

Caratteristiche tecniche

- Strumento ideale per la determinazione della viscosità.
- Coperchio in acciaio inox per alloggiare 3 - 5 viscosimetri (lo strumento non è fornito di tappi in gomma).
- Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica anticorrosione.
- Struttura interna in acciaio inox AISI 304.
- Isolamento termico a doppia parete coibentata.
- Controllo della temperatura con termoregolatore digitale a P.I.D. per garantire una buona stabilità.
- Campo di lavoro da + 5 °C sopra ambiente a + 99,9°C.
- Precisione display +/- 0,01°C display.
- Termostato di sicurezza regolabile.
- Indicazione luminosa del riscaldamento.
- Resistenza corazzata in acciaio.
- Serpentina di raffreddamento in rame nichelato.
- Pompa premessa in acciaio inox portata 3,5 lt./ min.
- Illuminazione posteriore per migliorare il contrasto con interruttore on-off.
- Rubinetto di scarico.
- Alimentazione 220 V - 50Hz. / 1200 W.
- Classe 2, DIN 12880.

Technical specifications

- Professional thermostatic baths ideal for viscosity determination.
- Cover in steel inox to lodge 3 - 5 viscosimetric (the tool is not furnished of rubber stopper).
- Outer body in steel coated in epoxy anti-acid epoxy paint.
- Structure in contact with liquid in stainless steel AISI 304.
- Double wall heat insulation.
- Digital P.I.D. thermostat to ensure good stability.
- Temperature range from + 5°C above room temperature to +99,9°C.
- Accuracy display $\pm 0,01^{\circ}\text{C}$.
- Adjustable safety thermostat.
- Alarm in case of lack of water automatic switching off.
- Light indicator for heating.
- Resistance in stainless steel.
- Cooling coil.
- Pressing pump in stainless steel caring about 3,5 Lt/min.
- Illumination to improve the contrast with interrupter on-off.
- Draining tap.
- Power supply 230V-50Hz / 1200W.
- 2 class, DIN 12880.



Di serie / series



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiate, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica



MPM Instruments srl