



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Bilancia Tecnica CENT (Calibrazione Esterna)



Descrizione

CENT è una bilancia tecnica a compensazione magnetica affidabile e adatta all'ambiente di laboratorio, la sua tastiera a membrana impermeabile è resistente agli acidi ed è di facile ed immediata operatività grazie ai tasti TARE, PRINT, ON/OFF, MODE.

Le funzioni attivabili, sono le letture nelle diverse unità di misura per la pesata, come: g (grammi), lb (libbre), oz (once), ct (carati), pcs (pezzi), % (percentuale).

L'Indicazione del raggiungimento del peso stabile la si può facilmente leggere sul display LCD. Il display adotta un sistema di lettura semplificata, mettendo le cifre decimale in dimensioni di carattere ridotte.

L'accesso per pesate è sotto il piano della bilancia, e la calibrazione viene eseguita con masse esterne.

Dati Tecnici e Codice Prodotto

Assorbimento:	200 mA
Alimentazione:	100 - 240 VAC
Peso	5.2 kg
Dimensioni (L x H x P)	215 x 110 x 355 mm
Uscita seriale:	RS232 I/O configurabile
Temperatura di funzionamento:	10 / 40°C ottimale (15-30°C)

	Portata g	Divisione g	Linearità g	Ripetibilità g	Tempo di Risposta	Piatto mm
203	210	0,001	± 0,002	± 0,001	-3 sec.	Ø 110
2000	2200	0,01	± 0,01	± 0,01	-3 sec.	160x160
4000	4200	0.01	± 0.02	± 0.01	-3 sec.	160x160
6000	4200	0.01	± 0.1	± 0.05	-3 sec.	Ø 190
6000 HR	6300	0.01	± 0.02	± 0.01	-3 sec.	Ø 150
10000	10200	0.1	± 0.1	± 0.05	-3 sec.	Ø 190
10000 HR	10200	0.01	± 0.05	± 0.02	-3 sec.	Ø 190

Accessori

Descrizione	Codice
Dispositivo per la determinazione della densità di solidi	-
Comando a distanza per l'azionamento del segnale di stampa, tara, ecc.	-
Esecuzione con portate speciali	-