



Camera Climatica M120-RH



Descrizione

M120-RH è una camera climatica con una struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido, mentre all'interno è composta da acciaio INOX AISI 304. Ottima tenuta grazie alla porta a doppio isolamento, dotata di guarnizione in gomma siliconica.

Presente una porta interna in cristallo temprato per l'ispezione, ventilazione interna.

La temperatura viene regolata tramite un termoregolatore digitale P.I.D. per garantire una buona stabilità, mentre un microprocessore digitale gestisce e regola automaticamente l'umidità in percentuale, e per un'ulteriore protezione, l'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza con allarme visivo.

Caricamento automatico dell'acqua di rete, con caldaia corazzata per la produzione di vapore.

Costruito secondo le norme C.E.I.(66-5)

Classe 2 DIN 12880

Dati Tecnici

Volume totale:	120 litri
Sistema elettronico di regolazione temperatura.	Termoregolatore digitale
Ripiani inclusi:	2 (+7 inseribili)
Alimentazione:	230 V / 50 Hz
Raggio apertura porta:	675 mm
Potenza	1900 W
Frigorie a +5°C	197 W
Peso	80 kg
Dimensioni (L x H x P)	836x1232x710 mm
Dimensioni interne (L x H x P)	498x473x477 mm
PRESTAZIONI	
Regolazione della temperatura:	da 5 a 80.0 °C
Stabilità temperatura interna:	± 0.5°C
Omogeneità temperatura interna:	termoregolatore digitale a P.I.D.

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M120-RH	230 V / 50 Hz	04.3134

Accessori

Descrizione	Codice
Temporizzatore programmabile analogico countdown a 24 ore	04.4001
Sostegno fisso (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120)	04.4004
Sostegno con ruote (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120)	04.4006
Ventilazione forzata on/off (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120)	04.4008
Ripiano supplementare grigliato per Lt. 120	04.4013
Luce interna con interruttore per stufe e incubatori	04.4024
Registratore grafico della temperatura a disco da scala 0 a 100°C	04.4031
Registratore grafico della temperatura a disco da scala 0 a 200°C	04.4032
Foro diam. 10 mm. per passaggio sonda con chiusura (diametri diversi a richiesta)	04.4033
Simulazione notte/giorno con luci a timer (solo incubatore)	04.4034
Cavo seriale RS 232 M/F	04.4035
Convertitore RS 232 / USB	04.4036