



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Mini Microcentrifuga Multispin 12



Descrizione

Mini microcentrifuga da banco ultracompatta, dotata di motore ad induzione silenzioso ed esente da manutenzione; doppio display LED per la visualizzazione contemporanea della velocità e del tempo.

Tempo di centrifugazione: impostabile da 1 a 99 min.

Fornita di serie con due rotori: modello A 6-2 in grado di alloggiare contemporaneamente 6 provette x 2 ml, 6 provette x 0,5 ml, 6 provette x 0,2 ml; modello PCR 2-8 per 2 strip da 8 provette PCR da 0,2 ml.

Consumo max.: 30 W.

Marchio CE.

Garanzia: 24 mesi.

Dati Tecnici

Dimensioni esterne	
Larghezza	176 mm
Altezza	122 mm
Profondità	196 mm
Peso	1.5 kg
Prestazioni	
Velocità massima	12000 rpm
Incrementi velocità	1000 rpm
Forza centrifuga massima	7900 xg
Timer	1÷99 min.
Capacità massima	6 x 2 ; 6 x 0,5 ; 6 x 0,2 ml
Rotori	A 6-2 (6 x 2 ; 6 x 0,5 ; 6 x 0,2 ml) PCR 2-8 (2 strip da 8 provette PCR da 0,2 ml)
Rumorosità	≤ 45db

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
Mini Microcentrifuga Multispin 12	230 Volt	40005012