



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Centrifuga R-5S



Descrizione

Completa di rotore R-83A 12x15ml ad angolo fisso e provette in plastica da 15ml Manopole e display digitale luminoso.

Controllo sbilanciamento carico con avviso acustico e luminoso.

Costruzione estremamente compatta Camera di centrifugazione in metallo verniciato e di facile accessibilità.

Interfaccia intuitiva di semplice lettura Bloccaggio automatico del coperchio Motore a induzione senza spazzole con funzionamento silenzioso, senza manutenzione e nessun deposito carbonioso per un ambiente di lavoro sano e sicuro.

Dimensioni contenute per ottimizzare lo spazio sui banchi di laboratorio.

Materiali costruttivi di qualità per una lunga durata di esercizio

Dati Tecnici

Capacità	
Angolo fisso	12 x 15 ml
Velocità Massima	
Angolo fisso	5.250 giri/min.
RCF Massima	
Angolo fisso	4.280 x g
Caratteristiche	
Timer	Da 1 a 60 min o continuo
Tipo di frenata	Rapida o Lenta
Sistema di trasmissione	Diretto
Tipo di motore	A induzione senza spazzole
Rumorosità	53 dbA
Standard	
Sicurezza	EN 60950 – EN 60825 EMC EN 55022, Class B EN 50082-1, con : EN 61000-4-2 (IEC 801-2) EN 61000-4-2 (IEC 801-3) EN 61000-4-2 (IEC 801-4)
Direttiva	89/336/EEC
Dimensioni / Peso	
Altezza	280 mm
Larghezza	330 mm
Profondità	370 mm
Peso	24 Kg

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
Centrifuga R-5S	220 V ± 10% - 50 Hz	40000022