



Flocculatori con Posizioni Indipendenti FC S



Descrizione

La serie FC S è altamente resistente all'aggressione chimica, meccanica e alla corrosione.

Disponibile in due configurazioni:

FC4S, con 4 posizioni indipendenti FC6S, con 6 posizioni indipendenti Le aste di agitazione realizzate in acciaio inossidabile sono regolabili in altezza e sono dotate di un dispositivo auto bloccante con frizione.

Per una più facile lettura è possibile retroilluminare il campione in esame mediante apposito interruttore accessibile sul pannello frontale.

La trasmissione del moto viene assicurata da quattro motoriduttori in corrente continua che consentono di ottenere ottime prestazioni e riproducibilità anche ai bassi regimi.

E' possibile preselzionare nove diversi regimi di velocità per ogni punto di agitazione, tramite i relativi selettori posti sul pannello frontale (10-15-30-45-60-90-120-150-200 rpm).

Dati Tecnici

Struttura	metallica con verniciatura epossidica
Modelli:	FC4S 4 posizioni FC6S 6 posizioni
Aste in acciaio inox:	regolabili in altezza con dispositivo autobloccante

Pannello posteriore:	retroilluminato e disinseribile
Pluricomando:	velocità programmabile per ogni asta
Potenza	FC4S 18 W FC6S 23 W
Peso	FC4S 12.5 kg FC6S 18 kg
Dimensioni (L x H x P)	FC4S 645x347x260 mm FC6S 935x347x260 mm
PRESTAZIONI	
Regolazione elettronica dei giri:	selettore dei giri prefissati in 10 - 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 - 150 - 200 rpm (possibilità di realizzazione fino a 300 rpm)

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
FC4S	100-240 V / 50-60 Hz	F105A0111
FC6S	100-240 V / 50-60 Hz	F105A0112