



Flocculatore Portatile FP4



Descrizione

Il flocculatore portatile FP4 (a 4 posti) è stato sviluppato per un'ottimale utilizzo su campo funzionante con la rete a 230 V oppure a 12 DC collegandolo ad una normale batteria o all'accendisigari di una vettura.

FP4 è caratterizzato da una base antiscivolo per mantenere stabili i becher durante il funzionamento.

Particolarmente adeguato a prove di Jar Test per l'ottimizzazione dei dosaggi di coagulanti e polielettroliti in prossimità degli impianti di depurazione delle acque.

- Colonna centrale retroilluminata e disinseribile

Dati Tecnici

Struttura	metallica con verniciatura epossidica
Aste in acciaio inox:	regolabili in altezza con dispositivo autobloccante
Motoriduttore in corrente continua	
Monocomando:	velocità uguale in ogni posizione
Numero di posizioni agitazione:	4

Alimentazione:	100 - 240 V / 50-60 Hz
Potenza	6 W
Peso	4.8 kg
Dimensioni (L x H x P)	250x320x250 mm
PRESTAZIONI	
Temporizzatore programmabile:	da 0 a 30 minuti (o in continuo)
Regolazione elettronica dei giri:	selettore dei giri prefissati in 20-40-50-100-20 rpm

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
FP4	100-240 V / 50-60 Hz	F105A0117