



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it

Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it

Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174

N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Frigotermostato FOC 200E



Descrizione

FOC 200E è un frigotermostato dotato di innovativo sistema di termoregolazione Auto-Tuning. Il particolare sistema elettronico regolato da microprocessore, unitamente alla circolazione d'aria forzata, consentono di ottenere un'eccellente stabilità ed omogeneità della temperatura interna

(3-50 °C) con selezione del decimo di grado centigrado.

Il valore della temperatura effettiva all'interno, omogenea in tutti i punti, viene costantemente visualizzato sul display a tre digit.

L'incubatore può essere gestito in modalità wireless dal software TEMPSoft™, con la possibilità di impostare rampe e set point, settare eventuali allarmi ed avere sott'occhio l'andamento della temperatura interna.

Il tutto in conformità con le GLP (Good Laboratory Practice).

Il frigotermostato è utilizzabile per mantenere qualsiasi prodotto a temperatura costante e per l'incubazione delle apparecchiature per la determinazione del BOD (fino a cinque BOD Sensor System 6 e tre BOD Sensor System 10).

FOC 200E garantisce consumi energetici minimi e il massimo delle prestazioni, grazie al sistema refrigerante in classe A+.

Dati Tecnici

Volume totale:	200 litri
Sistema elettronico di regolazione temperatura.	AUTO - TUNING
Ripiani inclusi:	4
Prese:	2 prese di corrente interna
Alimentazione:	230 V / 50-60 Hz
Potenza	400 W
Peso	46.3 kg
Dimensioni (L x H x P)	540x1263x600 mm
PRESTAZIONI	
Regolazione elettronica della temperatura:	da 3.0 a 50.0 °C
Stabilità temperatura interna:	± 0.5°C
Omogeneità temperatura interna:	± 0.5°C
Display digitale:	3-digit, risoluzione 0.1°C

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
FOC 200E	230 V / 50-60 Hz	F10300335